

Child Cot 385

Sjukhussäng



Child Cot 385



Merivaara's Child Cot är en säker och stabil säng för små barn. Sängen är utformad för barn under 110 cm eller 12 år.

- Stabil och säker utformning
 - Mångsidig
 - Enkel att flytta
-
- Ramen och madrassbasen är gjord av Epoxyöverdragen stål, finns i flera färger
 - Madrassbasens höjd är justerbar
 - Höga, nedfällbara grindar som kan ställas in i tre olika lägen
 - Säker grindlåsning som är enkel att använda med styrhjul där tre av hjulen är låsbara

Tekniska data:

Sängvikt	58 kg
Sänglängd	1277 mm
Sängbredd	714 mm
Sänghöjd	1464 mm
Madrassbas 1-sektion	
Madrassbaslängd	1200 mm
Madrassbasbredd	638 mm
Madrassbashöjd	530-1030 mm
Hjul Ø	100 mm



MERIVAARA

Merivaara AB

Alpvägen 17, Box 20126, 161 02 Bromma
Telefon vxl 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55
info@merivaara.se
www.merivaara.se