

408™ & 417™

Столы медицинские для осмотра
и обследования





Модель 408 представляет собой экономичный стол для общего медицинского осмотра, предназначенный для различных смотровых кабинетов.

- практичны и просты в эксплуатации
- пригодны для общего осмотра и проведения процедур
- широкий выбор дополнительных принадлежностей
- регулируются для облегчения ухода за пациентами
- стальная рама с эпоксидным порошковым покрытием
- двухсекционное матрасное основание с мягкой обивкой
- легкомоющаяся обивка из искусственной кожи, цвет голубой или бежевый
- бесступенчатая регулировка угла наклона головной секции
- оборудован держателем для бумажных полотенец

Габариты

- полная длина 1890 мм
- полная ширина 650 мм
- высота 730 мм

Гарантия – 3 года.

Столы для осмотра, цвета обивки

	Бежевый 0222
	Зеленый 8549
	Черный 0000
	Синий 2819
	Серо-голубой 0887
	Серый 0705



В комплекте с дополнительными принадлежностями соответствует Директиве Европейского Совета 93/42/ЕЕС, Приложению VII Директивы по Медицинским Изделиям, Постановлениям и Национальному закону Финляндии.

Продукция контролируется согласно стандартам системы качества ISO 9001, ISO 13485 и со стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.



Стол медицинский для осмотра, модель 417 и ступенька, модель 446.

Модель 417 представляет собой экономичный стол для гинекологического осмотра с регулировками и дополнительными принадлежностями, необходимыми для проведения процедур.

- практичны и просты в эксплуатации
- пригодны для общего осмотра и проведения процедур
- широкий выбор дополнительных принадлежностей
- регулируются для облегчения ухода за пациентами
- стальная рама с эпоксидным порошковым покрытием
- трехсекционное матрасное основание с мягкой обивкой
- обивка из искусственной кожи, цвет голубой или бежевый
- бесступенчатая регулировка спинной секции
- независимая бесступенчатая регулировка головной секции
- регулируемые опоры для ног убираются под матрасное основание
- стальное судно под тазовой секцией
- оборудован держателем для бумажных полотенец

Дополнительные принадлежности

код заказа	позиция
100000428	опоры для колен 428, пара
100000427	замки для опор 427
100000418	рельсы для крепления приставок 418, пара
100000446	ступенька

Габариты

- полная длина 1895 мм
- полная ширина 645 мм
- высота 850 мм

Гарантия – 3 года.



Гинекологическое положение.



Опоры для колен устанавливаются на рельсе при помощи элементов крепления.



В комплекте с дополнительными принадлежностями соответствует Директиве Европейского Совета 93/42/ЕЕС, Приложению VII Директивы по Медицинским Изделиям, Постановлениям и Национальному закону Финляндии.

Продукция контролируется согласно стандартам системы качества ISO 9001, ISO 13485 и со стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.



MERIVAARA

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel. +358 3 3394 6111, fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi
www.merivaara.com, www.merivaara.ru