

Untersuchungstische 409

für Untersuchungen oder kleine Operationen geeignet

- einfache Höhenverstellung für eine ergonomisch optimale Höhe
- die qualitativen Laufräder ermöglichen einen angenehmen Transport
- sichere Arretierung durch eine Zentralbremse
- große Auswahl an Zubehör



Untersuchungstisch 409 mit Zubehör und Stuhl 465

- epoxybeschichteter Stahlrahmen
- 2-teilige bequeme Matratze
- hygienische Matratze mit Farboptionen blau oder beige
- gasfederunterstützte Verstellung der Rückenlehne
- hydraulische Höhenverstellung zwischen 590-960 mm oder alternativ elektronische Höhen- und Rückenverstellung
- Bremsräder, 125 mm
- Schiebegriffe auf beiden Seiten

ABMESSUNGEN

- Länge 1030 mm
- Breite 705 mm



409 mit Trendelenburg Verstellung

ZUBEHÖR UND OPTION

Artikel Nummer	Warenbezeichnung
10000732	Papierrollenhalter 732
10000734	Papierabschneidevorrichtung 734
10000583	Drahtkorb 583, unterer Rahmen (nur hydraulisches Modell)
100005841	Drahtkorb 5841, am Kopfende des unteren Rahmens (nur hydraulisches Modell)
100005851	Kunststoffablage 5851, am Fußende des unteren Rahmens (nur hydraulisches Modell)
10000700	Zubehörschiene 700, Paar
10000977	Trendelenburg und Anti-Trendelenburg Verstellung
100116321	PJP Räder, Ø 125 mm mit zentralem Bremssystem