

Table d'Examen 409

Polyvalente pour les examens

La polyvalence de la Table 409 "Merivaara" en fait l'équipement idéal pour une utilisation lors des examens généraux ainsi que dans les procédures médicales et de soins. La table dispose de réglages faciles à utiliser lui conférant une excellente ergonomie et elle est particulièrement robuste. Ses roues pivotantes permettent des manoeuvres aisées et peuvent être immobilisées pour une parfaite sécurité. Une large gamme d'accessoires optionnels complète la fonctionnalité de la table.

- **construction robuste**
- **nombreux réglages du plan de couchage**
- **surfaces faciles à nettoyer**
- **large gamme d'accessoires**



Table d'examen 409 équipée de bacs ABS petit et grand modèles Réf. 5841 et 5851, de la fonction de proclive/déclive Réf 977 et du freinage centralisé Réf 961

Fiche Technique

- Châssis en acier laqué époxy
- Plan de couchage en 2 parties, en simili-cuir, facile à nettoyer
- Réglage pneumatique du dossier en continu, la force du piston pneumatique peut être modifiée selon le poids du patient
- Réglage hydraulique de la hauteur de 590 à 960 mm, pédales bi-latérales
- Roues de 125 mm de diamètre équipées de freins, une roue directionnelle
- Barres de poussée à chaque extrémité

Dimensions hors tout

- Longueur 2030 mm
- Largeur 705 mm



2.



3.

Photo 2

Table d'examen 409 équipée des rails Réf.700, du panier inox Réf. 583 et du coupe papier Réf. 734

Photo 3

Table d'examen 409 en version de base

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Réf.	Désignation
732	Support rouleau papier
734	Coupe papier
583	Panier inox 2 compartiments
5841	Bac ABS, petit modèle (disponible sur la version hydraulique)
5851	Bac ABS, grand modèle (disponible sur la version hydraulique)
700	Paire de rails de fixation des accessoires
977	Option proclive/déclive pneumatique
961	Jeu de roues diam.125mm équipées de freinage centralisé