

Undersökningsbrits 409 för undersökningar

Modell 409 är en brits för undersökning, åtgärd och behandling. Britsens liggyta kan enkelt ställas in i en ergonomiskt lämplig arbetshöjd. Med hjulens hjälp är britsen enkel att flytta och kan även låsas säkert på plats. Vid användning för behandlingar kan britsen praktiskt modifieras med hjälp av ett brett tillbehörssortiment.



- stativ av epoxipulverlackerat stål
- 2-delad mjuk liggyta
- konstläderklädsel som är lätt att rengöra, blå eller beige
- ryggdelen är steglöst inställbar med gasfjäder
- hydraulisk höjdställning 590 – 960 mm med pedal, eller elektrisk inställning av höjd och ryggdel
- hjul, Ø 125 mm, med individuellt låsbara hjul
- skjuthandtag i båda ändarna

MÅTT

- totallängd 2030 mm
- totalbredd 705 mm

Undersökningsbrits med tillbehör och arbetsstol 465.



Utrustad med Trendelenburginställning.

TILLÄGGSUTRUSTNING OCH ALTERNATIV	
<i>beställningskod</i>	<i>benämning</i>
100000732	hållare för pappersrulle 732
100000734	pappersavrivare 734
100000583	tillbehörskorg 583 för underställ (endast hydraulisk modell)
100005841	tillbehörslåda 5841 för underställets huvudända (endast hydraulisk modell)
100005851	tillbehörslåda 5851 för underställets fotända (endast hydraulisk modell)
100000700	tillbehörsskenor för tilläggsutrustning 700, par
100000977	Trendelenburg- och anti-Trendelenburginställningar
100016321	PJP-hjulsystem, Ø 125 mm, centralbroms