

# Untersuchungstisch

## Untersuchungstisch 4242 für allgemeine und gynegologische Untersuchungen

- Eine einfache Handhabung mit praktischem Design und ergonomische Funktionen
- Eine kostengünstige und effective Anschaffung
- Eine große Auswahl von Optionen



Untersuchungstisch 4242 mit Schiene für Zusatzausrüstung, Seitengitter, Kneestütze, Bowl und Zubehörkorb.

- Epoxydbeschichteter Stahlrahmen
- 2-teilige bequeme Matratze
- Eine hygienische Matratze
- Gasfederunterstützte Verstellung von der Rückenlehne mit 0-67°
- Hydraulische Höhenverstellung zwischen 540-910 mm. Als Alternative elektrische Höhen- und Rückenverstellung
- Bremsräder, 125 mm

### ABMESSUNGEN

- Länge 1550 mm, 1910 mit Verlängerung
- Breite 735 mm
- Matratzenrahmenbreite 630 mm



4242 mit Verlängerung, Papierrollenhalter und Zubehörkorb



4242 mit Basisausrüstung

### ZUBEHÖR UND OPTION

Bestellung Nummer	Warenbenennung
100004149	Verlängerung (Fuß Teil) 4149
100000572	Papierrollenhalter 572
100000597	Bowl und Halter 597
100000574	Schiene für Zusatzausrüstung für Rück Teil 574, paar
100000741	Schiene für Zusatzausrüstung 741, paar
100000428	Kneestütze 428, paar
100000426	Fersenstütze 426, paar
100000427	clamp 427 for fixing knee supports 428
100000583	utility basket 583, lower frame (hydraulic model only)
100005851	utility basket 5851, lower frame (hydraulic model only)
100016321	PJP castors, Ø 125 mm, central brake
100016051	design castors, Ø 150 mm, central brake