

Futura Plus

Kombinerar ekonomi och mångsidighet



Välj Futura Plus – när tillförlitligheten och mångsidigheten är viktig, både nu och i framtiden

Futura Plus har ett stort antal funktioner som gör vårdarbetet enklare och ger en ergonomiskt riktig arbetsställning.



Futura Plus är en klassiker som framgångsrikt har mött kvalitetsutmaningarna i vårdens utveckling både hos patienter och vårdpersonal. Futura Plus är en slitstark och anpassningsbar produktfamilj av sjukhus-sängar som lämpar sig för både sjukhus och andra vårdformer.

De olika funktionerna är gjorda för att vara så lätta att använda som möjligt. Kvalitets- och funktionsegenskaperna hos Futura Plus har upprepade gånger satts på prov och alltid uppfyllt de mest krävande standarderna.



Handtaget för inställning av ryggdelen är enkel att nå. Ett löstagbart handtag som kan användas av patienten finns som tillval.



Ett uppresningsstöd gör det enklare för patienten att resa sig ur sängen. Stödet kan också användas tillsammans med sidogrinden.



Hydraulisk höjinställning med fotpedal.

Tillbehör och alternativ

Sänggavlar och sidogrindar



Inställbar sänggavel

Enkel att ta loss, försedd med ett snabbblås. Kan användas för att förkorta eller förlänga sängbotten för att passa patienten. Kromade ramrör. Laminerade skivor som finns i olika färger.



Sänggavel i trä

Tillverkad i formgiven björk, endast 80 cm.

Sänggavel helt i stål

Formgivna stålrör för montering av ortopedisk utrustning.



Huvudgavel med avtagbar överliggare och löstagbara stolpar ökar användningsområdet. Den ger också möjlighet att fästa tillbehör och ökad manöverbarhet vid körning av sängen. Droppställ och lyftbåge fästes på gaveln.

Lyfthjälpmiddel, droppställ



Lyftbåge

Handtaget är inom räckhåll för patienten oberoende av ryggdelens läge. Enkel att fästa och ta loss, röret tas loss separat. Alternativ med två handtag finns.

Uppresningsstöd

Underlättar för patienten att resa sig ur sängen. Kan fästas på båda sidor. Löstagbart uppresningsstöd som är inställbart i tre lägen.

Droppställ

Rak modell, ställbar höjd, fästes i huvudgavel.

Övriga tillbehör



Hjälphylla

Ger en hygienisk yta för vårdmaterial. Utdragbar, löstagbar för rengöring.



Monitorhylla

Lätt att fästa vid sänggaveln på in- eller utsidan av sängen.



Förlängningsdel

Ökar sängens längd med cirka 200 mm.



Journalkorg

Fästes på gavlarna.



Handtag för inställning av ryggdelen

Främjar patientens oberoende. Löstagbart, kan fästas på båda sidorna av sängen.



Hållare för namnkort

Enkel att fästa på madrassbasen. Passar sängar med Ø32 mm:s rör.

Hjul/låsningssystem



Futura-sängarna är enkla att manövrera tack vare ett tillförlitligt centrallåsningssystem. Låspedalen är tillgänglig från sängens båda sidor och kan enkelt nås från gaveln. Extra fotpedaler kan också installeras i huvudändens hjul.



Designhjul, Ø 150 mm eller Ø 125 mm. Centrallåsningssystem.

PJP hjul, Ø 125 mm.

Försedda med lager av hög kvalitet. Centrallåsningssystem.

Individuellt låsbara hjul, Ø 125 mm.

Användarvänliga funktioner ger god ergonomi i arbetet

Den elektriska inställningen av madrassbasen på Futura Plus, som ett alternativ till den hydrauliska inställningen, minskar belastningen för vårdpersonalen och ger en säker omvårdnad. Inställningarna aktiveras med en handkontroll och sker mjukt och tyst, vilket ökar patientkomforten.

Utöver elmanövrering finns det även mekaniska inställningar. I detta fall ställs sängens höjd in hydrauliskt med en pedal. Den manuella inställningen av ryggdelen och Trendelenburg inställningarna utförs med gasfjädermanövrerade handtag. Samtliga inställningspedaler och manöverreglage är inom bekvämt räckhåll.

Futura-sängarna är konstruerade för enkel rengöring. Den eleganta designen samt urvalet av färger och material passar in i olika vårdmiljöer.



Futura Plus kan utrustas med hydraulisk höjdställning och gasfjädermanövrerade inställning av ryggdelen. De handmanövrerade handtagen och pedalerna är inom bekvämt räckhåll.

Futura Plus finns också i en modell med fast höjd. Inställningarna av ryggdelen och Trendelenburg inställningarna är gasfjädermanövrerade.

Elektriskt manövrerade inställningar underlättar vårdarbetet och ökar patientkomforten.

Futura Plus

Sjukhussängen

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- underställ av epoximålat eller kromat stål
- mellanram av epoximålat stål
- madrassbasen är 2- eller 3-delad; ramrören är av epoximålat eller kromat stål, madrassbasens skivor av epoximålat stål
- hjul, Ø 125 mm eller Ø 150 mm, centrallåsningssystem

DIMENSIONER

- totallängd 2250 mm med HCH-huvudgavel
- totalbredd 845 eller 945 mm
- rekommenderad madrassstorlek 850 x 2000 mm eller 750 x 2000 mm
- vikt cirka 90 kg utan tillbehör
- max patientvikt 180 kg, inkl. tillbehör

INSTÄLLNINGAR

- hydraulisk höjdställning (415-810 mm), inställningspedal på sängens båda sidor eller elektrisk inställning med handkontroll (440-830 mm)
- rygg- och bendel, elektrisk eller gasfjädermanövrerad
- Trendelenburg (26°) och anti-Trendelenburg (12°) gasfjädermanövrerad



Anpassningsmöjligheterna och de mångsidiga egenskaperna hos sjukhussängarna Futura Plus säkrar patientens komfort i den dagliga användningen.



Tack vare det mångsidiga tillbehörssortimentet är Futura Plus ett flexibelt alternativ.



De steglösa Trendelenburg och anti-Trendelenburg inställningarna med gasfjädermanövrering ger ett brett inställningsintervall.



Sidogrindar (par)

Låg vikt och säkra att använda. Tyst höjning och sänkning, bekväm snabbblåsningssystem. Enkla att ta loss.



Merivaara AB

Box 20126, 161 02 BROMMA
Tel. 08-627 29 50 • Fax 08-627 29 55
info@merivaara.se

www.merivaara.se

