

Rosé

Geriatrisk stol



Rosé Geriatrisk stol



En bekväm och mångsidig stol

- **bekväm**
- **mångsidig**
- **enkel att manövrera**
- **ett flertal tillbehör**

Rosé geriatrisk stol är bekväm och funktionell. Den har speciellt tagits fram för användning av äldrevården och för patienter som kräver vård under längre tid. Den har en sätesdyna som ger ett fast stöd och optimal sittkomfort under längre användning. Dubbla vridbara hjul gör stolen enkel att manövrera. Rosé Geriatrisk stol finns med ett flertal tillbehör vilka är utformade för att underlätta vården.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

- Ramen är gjord av epoxy-överdragna stålrör
- Löstagbar stopning, enkel att rengöra, färger, blå eller beige
- Ställbar sittposition
- Ställbar sittvinkel för att enkelt komma åt
- Dubbla vridbara hjul 100mm, bakre hjulen har bromsar och styrning
- Separata lyftbara armstöd
- Ställbar nackkudde konturutformad

DIMENSIONER

- Max.bredd 650mm
- Sittbredd 490mm
- Max.höjd 1250mm
- Sitthöjd 420mm
- Max.längd 750mm
- Sittlängd 520mm

TILLBEHÖR

- Separat matbord (bild 3 och 4)
- Nedfällbart matbord (5)
- Sidostöd (6)
- Fästband (6)
- Fotstöd med dyna (6)
- Trådkorg (6)
- Kroppsstöd (7)
- Fotstöd (7)



Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND

Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.com