


Erikoispatjat

Sairaala- ja hoitosänkyihin



- **Kestävät, turvalliset materiaalit**
- **Helppohoitaisia, hygieenisia**
- **Pehmeitä iholle, tukevia keholle**
- **Monipuolinen valikoima käytön vaativuuden mukaan**


Merivaaran erikoispatjamallisto on kehitetty palvelemaan erilaisten hoitoyksiköiden tarpeita. Patjat on erityisesti suunniteltu yhteensopiviksi Merivaaran sänkyjen kanssa, jolloin molempien parhaimmat ominaisuudet ovat käytössä potilaan hyvinvoinnin edistämiseksi. Valittavana on eri laatuvalintoja käytön vaativuuden mukaan. Patjat on kehitetty ja valmistettu Suomessa, ja niiden korkealuokkaiset materiaalit on testattu sekä laboratorio-olosuhteissa että kovassa potilaskäytössä.




Medi-Form 10000 0948 200 × 75 × 13 cm
10000 0949 200 × 85 × 13 cm



Medi-Ultra 10000 0931 200 × 75 × 12 cm
10000 0933 200 × 85 × 12 cm
12800 9933 205 × 80 × 12 cm
12300 9913 166 × 80 × 12 cm



Medi-Flex-Safe 10000 0941 200 × 75 × 13 cm
10000 0943 200 × 85 × 13 cm



Medi-Flex-Trikoo 10000 0937 200 × 75 × 13 cm
10000 0938 200 × 85 × 13 cm



Medi-Trikoo 10000 0935 200 × 75 × 10 cm
10000 0936 200 × 85 × 10 cm

Erikoispatjat

Sairaala- ja hoitosänkyihin

Medi-Form

Erittäin pehmeä profiloitu patja muotoutuu lämpötilan ja potilaan vartalon mukaan

- **ehkäisee painehaavoja** ja puutumista
- sopii hyvin pitkäaikaiseen käyttöön, myös painaville potilaille
- joustava, taipuu hyvin säädettävissä sängyissä
- yläpinta valmistettu viskoelastisesta Formax- ja alapinta Relax-55-vaahтомуovista
- päällinen on helposti puhdistettavaa, bi-elastista, anti-bakteeriseksi käsiteltyä hygieniakangasta
- palosuojaus SL1

Medi-Ultra

Pehmeäpintainen, molemmin puolin profiloitu tukeva hygieniapatja erityisesti pitkäaikashoidon tarpeisiin

- pehmeä profiloitu pinta **tasaa paineita** ja ehkäisee puutumista
- kestävä patja, joka sopii eripainoisille henkilöille
- taipuu hyvin säädettävissä sängyissä
- täyte mikrojoustava Relax-55-vaahтомуovia
- päällinen helppohoitoista, bi-elastista, anti-bakteeriseksi käsiteltyä hygieniakangasta
- palosuojaus SL1

Medi-Flex-Safe

Hyvin taipuva, muotoleikattu hygieniapatja

- soveltuu parhaiten keskipainoiselle henkilölle lyhytaikaiseen käyttöön
- muotoleikkauksen ansiosta kääntyy joustavasti molempiin suuntiin
- täyte korkealuokkaista E-33 PS teknistä vaahтомуovia
- päällinen helppohoitoista, bi-elastista, anti-bakteeriseksi käsiteltyä hygieniakangasta
- palosuojaus SL1

Medi-Flex-Trikoo

Muotoleikattu peruspatja laitospöytäkäyttöön, suositellaan 3- tai 4-osaiseen sänkyyn, jossa muutetaan usein makuutason asentoja

- soveltuu parhaiten keskipainoiselle henkilölle lyhytaikaiseen käyttöön
- muotoleikkauksen ansiosta kääntyy joustavasti molempiin suuntiin
- täyte kimmoisaa E-35-vaahтомуovia
- päällinen joustavaa puuvillapolyesteriä, neuloksessa pehmeä puuvilla ulkopinnassa
- palosuojaus SL2

Medi-Trikoo

Tukeva ja kestävä peruspatja laitospöytäkäyttöön

- soveltuu parhaiten keskipainoiselle henkilölle lyhytaikaiseen käyttöön
- täyte kimmoisaa E-35-vaahтомуovia
- päällinen joustavaa puuvillapolyesteriä, neuloksessa pehmeä puuvilla ulkopinnassa
- palosuojaus SL2



Merivaara Oy

Puustellintie 2, 15150 LAHTI

Puh. (03) 3394 611 • faksi (03) 3394 6134

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.fi

Pesu- ja puhdistusohjeet on merkitty selkeästi patjoihin.