

Meriled™ operationsbelysning



MERILED5™

För kirurgiska ingrepp som kräver högsta optiska kvalitet

- Kallt ljus
- Inga färgade skuggor
- Likformig utformning av ljusflödet
- Ljus för endoskopi
- Lång effektiv led livslängd > 30 000 timmar
- Låg strömförbrukning-150W
- Hög ljusflödesintensitet 160 000 LUX
- Enkelt att manövrera
- Trådlösa kontroller: vägg- eller bordsmonterad



Meriled™ operationsbelysning



Meriled 5™	
Central ljusstyrka, mätt vid 1 meters avstånd	160.000 Lux
Ljusfältsfokus vid 1 meters avstånd	200 - 320 mm
Färgtemperatur	4300 grader Kelvin
Färgåtergivning Index, Ra	94
Färgåtergivning Index, Rg	93
Lamphusets diameter	720 mm
Antal LED (vit, grön, röd)	216
Endoskopi, Laparoskopi Ljus	grön
Strömförbrukning	150 W
Dimning	90.000 - 160.000 Lux
Effektiv Led livslängd	30.000 - 50.000 timmar
Inbyggd videokamera (med elektrisk ljusfokusering)	tillval
Fjärrkontroll (vägg eller bordskontrollbox)	tillval
Ljuskombinationer	Solo, Duo 360 grader/ Trio
Monitorarm roterbar 360 grader	tillval
Lamphusets vikt	18 kg



LCD monitor, tillval



Kontrollpanel

CE