

# Merivaara idag



# Merivaara Koncernen



Merivaara kärnverksamhet är tillverkning av sjukhusutrustning för dagens sjukhus. Alla produkter är CE-märkta och ISO-certificerade.

Merivaara är välkänt för sin höga kvalitet, praktisk användning, modulära produkter och Skandinavisk utformning. Merivaara är en av få tillverkare som täcker hela spektra inom sjukhusmöbler. Merivaara's produkter säljs i fler än 100 länder världen över.

## Merivaaras Operationsbordsfamilj





## Promerix

Ett tungviktsbord med utmärkt prestanda och fördelar som modulär bordskiva-enkel att ställa in för alla behandlingsmetoder.

- Mobilt tungviktsbord-maximal säker last 325kg/ skjutbar version 275kg
- Modulär konstruktion-enkelt borttagbara bordssektioner
- Tillgängligt kontrollsystem-kabelbunden handkontroll, IR-handkontroll, ersättningskontroll, fotkontroll
- Förprogrammerade positioner + kundprogrammerade positioner
- Uppfyller röntgen och C-arm krav



## Practico

Mobilt elektriskt operationsbord för generell och dagkirurgi med modern utformning och enkelt borttagbara bordssektioner

- Modulärt operationsbord för generell kirurgi
- Med separat fästordning lämplig för till exempel gyn/urologi, ögon, öron, näsa, hals och även - Beach Chair
- Maximal lyftkapacitet 380kg
- Säker arbetslast 225kg
- Horisontellt skjutbar 300mm som tillval
- Batteridrift med integrerad laddare/transformator, användning av nät drift möjlig
- Ersättningskontroller för akutsituationer
- Ett flertal tillbehör



## Rapido

Rapido, en produkt som täcker in hela dagkirurgiflödet eftersom den fungerar som en transportvagn, operationsbord samt uppvakningsbrits.

- Öppen utformning som tillåter enkel åtkomst av patienten
- Enkel att hantera
- Bred bordsskiva med en mjuk madrass som ger extra bekvämlighet under uppvaknandet
- Full Röntgenkapacitet i varje bordssektion
- Kombinerar ekonomi och flexibilitet eftersom bordet klarar ett flertal applikationer
- Finns dessutom som en öron, näsa, hals kirurgisk modell



## Emergo

Emergo erbjuder avancerade fördelar och en ergonomisk utformning. Den modulära konstruktionen av vagnen kan användas för patienttransport, första hjälpen, traumafall, uppvakning samt mindre ingrepp.

- Ergonomiska fördelar som yttre ram och nedfällbara skjuthandtag
- 2- eller 3- sektioners röntgenbild plattform och ryggsektion med röntgenfack för traumapatienter
- Hållbarhetstestad maximal säker last 225kg
- Pålitlig och säker även vid behandlingssituationer som kräver höga hastigheter
- Modulär konstruktion
- Ett femte hjul för enkla och snabba transporter



## Optima

Uppdaterad modell för ett flertal förlossningspositioner. Förbättrad ergonomi för barnmorskan och mamman.

- Samtidigt skjut och höjningsrörelse för ryggsektionen som minskar trycket på buken
- Ett flertal bekväma ställningar, havande och förlossningspositioner ( huk och sittande positioner)
- Ergonomisk arbetsställning för barnmorskan-bendelen går ned och sänghöjden kan justeras upp till 900mm
- Säker arbetslast 230kg, för bendelen 150kg
- Säkerhet för mamma och barn: bred madrassbas och fällbara sidogrindar
- Flera färgval

Merivaara idag



## Merilux Vision

Optiskt system för undersökning med dubbla IR-filtrer samt för kirurgi med tre IR filter vilket erbjuder en jämnare ljusspridning, minskad bländning och minskad elförbrukning.

- För de mest krävande ingreppen
- Merilux X1, X3 och X5 kan kombineras till Duo eller Trio vilket medger mer ljus för anestesibehov eller för hela spektra av kirurgi
- Merilux Vision har X3 och/eller X5 med kamera och/eller bildskärm som tillval
- Förträffligt djup och upplysning
- Enastående laminär flödeskaraktistik
- Ett flertal arm och ljuskonfigurationer samt installationstillval för olika lokaler och behov
- Enkelt och snabbt lampbyte utan verktyg
- Enkel rengöring och sterilisering
- Ger ett fåtal skuggor och stadigt ljus



## Carena

Carena är nästa generations sjukhussäng som passar lika bra för akutrummet, långtidsvård, intensivvård eller vårdhem.

- Hög patientvikt kapacitet 275kg
- Unik lägsta höjd 295mm och högsta höjd 890mm
- Modulär konstruktion
- Utmärkt patientergonomi
- Nyskapande struktur och ny utformning
- Ledande ergonomi för sjukvårdspersonal
- Långt serviceintervall och enkelt underhåll
- Låg sängvikt (100kg) enkel att transportera
- Ett flertal tillbehör



**MERIVAARA**

**Merivaara AB**

Alpvägen 17, Box 20126, 161 02 Bromma  
Telefon vxl 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55  
info@merivaara.se  
www.merivaara.se