

Geriatrinen tuoli

# Rosé

Mukava ja  
monipuolinen  
hoitotuoli



- monikäyttöinen
- miellyttävä muotoilu
- kevyt kuljettaa
- laaja lisävarustevalikoima



1000 00462

Geriatrisen tuolin istuinkulmaa voidaan säätää ja istuin-asento saadaan siten yksilöllisesti hyväksi.



3



4



5



6

# Rosé

## Geriatrinen tuoli

Rose-sarjan geriatrinen tuoli on mukava ja kodikas päivätuoli vanhusten ja pitkäkaikaispotilaiden hoitoon. Tuolissa on muotoiltu, vartaloa tukeva istuin, joten siinä on miellyttävä istua pitkiäkin aikoja. Kääntyvien kaksoispyörien ansiosta tuolia on myös kevyt kuljettaa. Geriatrisessa tuolissa on monia lisävarusteita, jotka helpottavat hoitoa ja tekevät siitä monikäyttöisen. Nykyaikainen muotoilu, kauniit värit ja helpohoitaiset verhoilumateriaalit sointuvat hyvin erilaisiin sisustuksiin.

Tuoli on käyttöominaisuuksiltaan monipuolinen. Luku- ja ruokailutason avulla ruokailu ja askartelu sujuvat joustavasti tuolissa istuen. Geriatriseen tuoliin voidaan valita joko irrallinen tai käsinojaan kiinnitettävä ja sivulle kääntyvä luku- ja ruokailutaso. Etäisyys on säädettävissä istujalle sopivaksi.

## TEKNISET TIEDOT

- runko epoksoitua, muotoiltua teräsputkea
- irrotettavat pehmusteet, pestävä verhoilu
- säädettävä istuma-asento
- kaksoispyörät Ø 100 mm, kaikki pyörät kääntyvät, takapyörissä jarrut ja suuntalukitus tarvittaessa
- työntökahva
- erikseen kääntyvät käsitet
- käsinoja kolhuja kestävä materiaalia, toimii törmäyssuojana
- säädettävä, muotoiltu niskatyyppi
- ylöskääntyvä jalkalauta
- mitat: kokonaisleveys 650 mm, kokonaiskorkeus 1250 mm

Lisävarusteena olevien erillisten vartalotukien avulla voidaan tarvittaessa istujan vartaloa vielä tukea. Tuolin istuinosaa kääntyy myös eteenpäin, jolloin tuolista liikkeellelähtö helpottuu. Istuimen säätökahva on potilaan ulottuvilla itsenäistä käyttöä varten. Tarvittaessa voi hoitaja lukita kahvan. Hoitaja voi myös säätää selkäosaa tuolin takana sijaitsevasta jalkapolkimesta.

## LISÄVARUSTEET JA -VAIHTOEHDOT

- erillinen luku- ja ruokailutaso (kuva 3)
- jalkatuen ja luku- ja ruokailutason säilytys selkätuen takana (4)
- sivulle kääntyvä luku- ja ruokailutaso (5)
- varustekori (6)
- sivutuet (6)
- potilaan kiinnityshihna (6)
- jalkaosan korotustyyny (6)



**Merivaara Oy**

Puustellintie 2, 15150 LAHTI

Puh. (03) 3394 611 • faksi (03) 3394 6134

merivaara@merivaara.fi

[www.merivaara.fi](http://www.merivaara.fi)