

Гериатрические кресла

Rosé

Комфортные и
многоцелевые
кресла для ухода
за больными



- многоцелевое
- удобный дизайн
- легко перемещается
- широкий набор принадлежностей



Rosé

Гериатрические кресла

Для комфорта пользователя угол наклона сиденья регулируется. С целью придания дополнительной опоры пациенту используются опорные приспособления для тела (если это необходимо). Сиденье также наклоняется вперед, что облегчает доступ к креслу. Рукоятка регулировки сиденья удобно зафиксирована и легко доступна, обеспечивает большую, чем обычно мобильность, независимость от обслуживающего персонала. Если это необходимо, рукоятка выводится из пользования. Для регулировки задней секции кресла может быть использована ножная педаль, смонтированная позади сиденья. Кресло легко перемещается на двойных поворотных колесах. При этом задние колеса имеют тормоз. В зависимости от заказа, предусмотрено несколько исполнений кресла.

Вся обивка выдерживает дезинфекционную обработку. Кресло имеет целый ряд дополнительных приспособлений. Обеденный столик обеспечивает опору при приеме пищи и удобен при таких занятиях как рукоделие, письмо и чтение. Поставляется фиксированным к креслу таким образом, что он может быть повернут в сторону, или как самостоятельное изделие. В других случаях столик может быть зафиксирован на месте. Расстояние между столиком и пользователем также подлежит регулировке.

Технические спецификации:

- каркас из стальной трубы с эпоксидным покрытием
- снимаемые набивки, чехлы поддаются стирке
- регулируемый угол наклона сиденья для комфорта
- удвоенные колеса \varnothing 100 мм, задние колеса имеют тормоза и фиксацию по направлению
- рукоятка для перемещения кресла
- раздельно поворачиваемые вверх упоры для подлокотников
- упоры для подлокотников выполнены из противоударного материала
- регулируемая подушка для головы
- поворачиваемый вверх упор для ног

Размеры:

- Максимальная ширина 650 мм
- Ширина сиденья 490 мм
- Максимальная высота 1250 мм
- Высота сиденья 420 мм
- Максимальная длина 750 мм
- Длина сиденья 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- | | |
|--|--|
| 3. отдельный обеденный столик 453 | 4. опора для ног 479 |
| 5. опускаемый обеденный столик 454 | 6. крепежный ремень 460 |
| 6. решетчатая корзина 457 | 4. опоры для туловища 461 (белая искусственная кожа) |
| 6. боковые опоры 458 (белые) | 4. опоры для туловища 481 (бежевая искусственная кожа) |
| 8. боковые опоры 478 (темнокрасные) | |
| 4. опора для ног 459 (белый каркас, обивка из белого кожозаменителя) | |



Merivaara Corp.
Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND
Tel, +358 3 3394 611 • Fax +358 3 3394 6144
merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.com

