

Ada / Nova

Potilaspöydät



Ada

Markkinoiden helppokäyttöisin luku- ja ruokailutason säätömekanismi

- yhdellä kädellä käytettävä
- portaattomasti korkeussäädettävä
- käteistyden vaihto käy helposti ja nopeasti ilman työkaluja



Kaksoispyörien ansiosta pöytää on helppo liikutella. Pyörien lukitus pitää pöydän tukevasti paikoillaan. Laatikon lukko on vakiovaruste. Pöydän saa myös ilman luku- ja ruokailutasoa (kuva a). Lisävarusteiden avulla pöydän toiminnallisuutta voidaan lisätä käyttötärpeiden mukaisesti.

Ada-potilaspöydän runko on epoksoitua terästä, vaihdettavat sivupaneelit ovat vaaleanharmaata, koivun tai pyökkinsävyyistä melamiinia. Laatikoston etulevyjen väri vaihtoehtoja on kolme. Muoviset laatikot ovat keveitä käyttää ja helppoja puhdistaa.

Tekniset tiedot ja lisävarusteet

Mitat

- leveys: 475 mm (ruokailutason leveys: 545 mm)
- korkeus: 900 mm
- syvyys: 600–1130 mm ruokailutaso eteen käännettynä
- pyörät Ø: 75 mm, erillislukittavat

Sivupaneelit

- harmaa melamiini.....10000 9186
- siniset etulevyt.....10000 9187
- pyökkimelamiini.....10000 9188

Laatikot

- valkoiset etulevyt.....10000 9210
- vaaleansiniset etulevyt.....10000 9212
- siniset etulevyt.....10000 9218

Ruokailutasot

- luku- ja ruokailutaso.....10000 9190

Lisävarusteet

- ylätason suojakansi ABS-muovia (b).....10000 9262
- lehtikori (f).....10000 9266
- tohveliteline (b,d).....10000 9268
- kutsulaiteteline.....10000 0629
- pulloteline alalaatikkoon (e).....10000 9270
- pientavarakaukalo, kapea (e).....10000 9280
- pientavarakaukalo, leveä (f).....10000 9285
- pullo- tai jätepussiteline (g).....10000 9288

takuu 3 vuotta



Helposti säädettävä ja muunneltava potilaspöytä



2670



2660

Nova-potilaspöytien 2670 ja 2660 selkeä rakenne helpottaa puhtaanapitoa. Kaksoispyörien ansiosta pöytien liikuttelu on helppoa ja äänettömää.



2660

Nova-potilaspöytä varustettuna luku- ja ruokailutasolla. Hyvin tasapainotettu rakenne tekee pöydästä turvallisen käyttää myös luku- ja ruokailutason kanssa. Taso ulottuu hyvin sängyn päälle kulloinkin tarvittavaan käyttöasentoon makuutason asennoista riippumatta.



2781

Erillinen kutsulaiteteline voidaan vapaasti sijoittaa pöytälevyn käsiruuvien avulla. Värit laatikoston mukaisesti.



2680

Luku- ja ruokailupöytä 2680 Nova-potilaspöytämallistoon kuuluu myös erillinen luku- ja ruokailupöytä.

Nova-potilaspöydät ovat käytännöllisiä ja tehokkaita hoidon apuvälineitä sairaala- ja hoitokotikäytössä. Läpimenevät laatikostot mahdollistavat saman pöydän vaivattoman käytön sängyn molemmilla puolilla yhdessä helposti säädettävän luku- ja ruokailutason kanssa. Herkkäliikkeisten pyörien ansiosta pöytien liikuttelu käy kevyesti ja äänettömästi. Pyörästetyt kulmat ja luotettavat toimintamekanismit varmistavat turvallisen käytön.

- kevyt käsitellä
- kätevästi säätävä luku- ja ruokailutaso
- molemminpuolinen kätisyys
- moderni muotoilu, tyylikäs värit

Tekniset tiedot

- runko eloksoitua alumiiniprofiilia ja komposiittimuovia
- luku- ja ruokailutaso komposiittimuovia
- laatikoston materiaali melamiinia tai laminaattia
- kaksoispyörät Ø 75 mm, erillisjarrut
- korkeussäädettävä luku- ja ruokailutaso
- luku- ja ruokailutason maksimikuormitus 10 kg

Mitat

- leveys 660 mm, luku- ja ruokailutaso alaslaskettuna
- syvyys 450 mm
- korkeus 865 mm Ø 75 mm pyörillä
- luku- ja ruokailutaso 520 x 360 mm
- luku- ja ruokailutason korkeussäätöalue 800–1090 mm Ø 75 mm pyörillä

Lisävarusteet ja vaihtoehdot

- ylätasojen suojakansi ABS-muodia 120002762
- kutsulaiteteline:
 - ruusupuupetsaus, koivua 12000 2794
 - pyökkipetsaus, koivua 12000 2792
 - koivua, lakattu 12000 2790
 - vaaleanharmaa 12000 2781
- potilaspöydän väri vaihtoehdot:
 - ruusupuupetsaus, koivua
 - pyökkipetsaus, koivua
 - koivua, lakattu
 - vaaleanharmaa

takuu 3 vuotta





MERIVAARA

Merivaara Oy

Puustellintie 2, 15150 LAHTI

Puh. 03 3394 611, faksi 03 3394 6144

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.fi