

Ada / Nova

Прикроватные тумбочки для
тяжелобольных



Самый простой механизм регулировки поворотного столика для чтения и приема пищи из представленных на рынке.

- регулируется одной рукой
- бесступенчатая регулировка высоты
- перестановка под правую / левую руку пользователя производится легко и без применения дополнительных инструментов



Благодаря сдвоенным колесам тумбочка легко перемещается. Тормоза надежно фиксируют тумбочку на месте. Замок ящика входит в стандартную комплектацию. Возможен вариант комплектации тумбочки без поворотного столика (рис. «а»).

Наличие дополнительных принадлежностей систематизируют жизненное пространство пациента и облегчают уход за ним персоналу. Например, в лотки, установленные на разных уровнях, могут быть помещены медикаменты, в ящики и сетчатые держатели – медицинские инструменты и, например, перевязочный материал.

Рама тумбочки Ada выполнена из стали с эпоксидным покрытием, верхние и боковые панели – из меламина светло-серого цвета, бука или березы. Имеются различные варианты цветового решения лицевых панелей Ada. Легкие выдвигающиеся ящики легко очищаются и являются стойкими к дезинфекции.

Тумбочки Ada совместно с функциональными кроватями Merivaara создают в больничной палате атмосферу удобства и уюта.

Габариты

- ширина: 475 мм (ширина столика для приема пищи: 545 мм)
- высота: 900 мм
- глубина: 600 мм (с полностью выдвинутым вперед столиком: 1130 мм)
- колеса: \varnothing 75 мм с индивидуальными тормозами

Боковые панели

- серый меламин 10000 9186
- меламин, цвет береза 10000 9187
- меламин, цвет бук 10000 9188

Ящики

- с белыми лицевыми панелями 10000 9210
- с голубыми лицевыми панелями 10000 9212
- с синими лицевыми панелями 10000 9218

Поворотные столики

- столик для чтения и прием пищи 10000 9190

Дополнительные принадлежности

- покрытие столешницы из ABS пластика (b) 10000 9262
- корзина для журналов (f) 10000 9266
- полка для тапочек (b,d) 10000 9268
- подставка для устройства внутренней связи 10000 0629
- подставка для бутылок для нижнего ящика (e) 10000 9270
- лоток для мелких предметов, узкий (e) 10000 9280
- лоток для мелких предметов, широкий (f) 10000 9285
- держатель бутылок или мешка для мусора (g) 10000 9288

Гарантия – 3 года





2670



2660

Прикроватные тумбочки Nova 2670 и 2660 имеют легкие для обслуживания поверхности. Сдвоенные колеса обеспечивают плавное и тихое перемещение тумбочек.



2660

Прикроватная тумбочка 2660 включая столик для лекарств/обеда. Сбалансированная конструкция делает прикроватные тумбочки безопасными при использовании столика для лекарств/обеда. Регулировка может быть осуществлена независимо от положения кровати.



2781

Отдельный держатель для аппарата внутренней связи присоединяется с помощью штыревого шурупа. Цвета - согласно цвету ящиков.



2680

Столик для приема пищи 2680. Коллекция Nova включает в себя также отдельный столик для лекарств/обеда устанавливаемый на стойке.

Прикроватная тумбочка NOVA функциональна и эффективна в условиях больничного ухода за тяжело больными пациентами. Современные материалы и производственные технологии делают прикроватные тумбочки легкими в обращении и гигиенической обработке больничными дезсредствами. К тумбочке может крепиться прочный, регулируемый по высоте, столик для медикаментов и обеда, доступ к которому можно иметь с любой стороны. Тумбочка оснащена высокими ящиками, открывающимися с обеих сторон, со специальными отделениями для лекарств и флаконов для внутривенных растворов. Легко скользящие колеса гарантируют плавное и тихое перемещение тумбочки, которое не будет нарушать покой пациента. Скругленные края и надежное функционирование деталей делают использование безопасным для больных и персонала. Прикроватные тумбочки разработаны в дополнение к реанимационным кроватям для пациентов. Общий дизайн и окраска делают пару элегантным дополнением к среде, окружающей пациента.

Технические спецификации

- Рама из анодированного алюминиевого профиля и композитного материала
- Столик для лекарств/обеда, сделанный из композитного материала, с регулируемой высотой
- Высокие ящики, открывающиеся с обеих сторон, со специальными отделениями для лекарств и бутылок для внутривенных растворов сделаны из меламина (светло-серые) или деревянного ламината (бук, розовое дерево, береза)
- Сдвоенные колеса диаметром $\varnothing 75$ мм, автономные фиксаторы колес
- Столик для лекарств/обеда имеет бесступенчатую регулировку высоты с помощью газовой пружины
- Макс. нагрузка на столешницу с регулировками наклона – 10 кг
- Макс. нагрузка на верхнюю полку – 50 кг

Габариты

- Ширина 660 мм с опущенным столиком для лекарств/обеда
- Глубина 450 мм с опущенным столиком для лекарств/обеда
- Высота 865 мм с колесами $\varnothing 75$ мм
- Столешница 520 x 360 мм
- Диапазон регулировки высоты столика для лекарств/обеда с колесами $\varnothing 75$ мм 800-1090 мм.

Дополнительные принадлежности

- Покрытие верхней полки из ABS-пластики, светло-серое
- Держатель для аппарата внутренней связи
- Обширная цветовая гамма ящиков:
 - Ламинат под мореное розовое дерево
 - Ламинат под мореный бук
 - Ламинат под березу
 - Светло-серое покрытие

Тумбочки Nova спроектированы, изготовлены и их документы оформлены в соответствии со стандартом качества ISO 9001 и со стандартом защиты окружающей среды ISO 14001.





MERIVAARA

Merivaara Corp.

Puustellintie 2, FI-15150 LAHTI, FINLAND

Tel. +358 3 3394 611, fax +358 3 3394 6144

merivaara@merivaara.fi

www.merivaara.com, www.merivaara.ru