

Ada / Nova

Sängbord



Ada

- enkel inställningsmekanism för läs- och måltidsskiva
- inställning med en hand
- steglös höjdställning
- enkel och snabb ändring mellan vänster- och högerutförande utan verktyg



Tack vare dubbelhjulen är bordet lätt att flytta. Hjullåset håller bordet stadigt på plats. Hurtslås ingår som standard. Bordet levereras även utan läs- och måltidsskiva (bild a). Med hjälp av olika tillbehör kan bordets funktioner anpassas efter behov.

Stommen i sängbordet Ada är epoxibehandlat stål; de utbytbara sidopanelerna är utförda i ljusgrå, björkfärgad eller bokfärgad melamin. Det finns tre alternativa färger på hurtsens fronter. Lådorna av plast är lätta att använda och rengöra.

Delar och utrustning

Dimensioner

- bredd 475 mm
- måltidsskivans dimensioner 380 × 545 mm
- höjd 900 mm
- djup 600–1130 mm med måltidsskivan vänd framåt
- hjul Ø 75 mm, separat låsbara

Stommar

- stomme, grå melamin 10000 9186
- stomme, björkmelamin 10000 9187
- stomme, bokmelamin 10000 9188

Hurts

- hurts, vita frontskivor 10000 9210
- hurts, ljusblå frontskivor 10000 9212
- hurts, mörkblå frontskivor 10000 9218

Måltidsskiva

- läs- och måltidsskiva (b, c) 10000 9190

Tillbehör

- lock ABS-plast (b) 10000 9262
- tidningskorg (f) 10000 9266
- skohylla (b, d) 10000 9268
- ställ för patientlarm 10000 0629
- flaskställ i undre låda (e) 10000 9270
- skål för småsaker, smal (e) 10000 9280
- skål för småsaker, bred (f) 10000 9285
- hållare för avfallspåse 10000 9288

Tre års garanti



Nova



Nova Sängbord modell 2670 och 2660 i material som är lätt att hålla rent. Lättrullade tystgående dubbelhjul.



Nova-bordet kombinerat med mat- och läsbord Sängbordet kan placeras på valfri sida om sängen.



Fästskruvar för pacientradio är inkluderat.



Novabordet modell 2680 som separat mat- och läsbord.

Nova har en mjuk rund elegant design. Bordet är byggt i moderna kompositmaterial som är enkla att hålla rena. Nova har lättrullade låsbara hjul som löper lätt och ljudlöst. Bordet finns i olika färger och i olika utförande, både som kombinerat säng-, mat- och läsbord samt som enbart mat- och läsbord. Nova, en kombination av funktion och renhet.

Tekniska data

- Stomme av anodiserad aluminiumprofil och kompositmaterial- Mat- och lässkiva av kompositmaterial
- Lådor i MDF
- Ø 50 mm/75 mm ledade lättrullade dubbelhjul med separat broms i varje hjul
- Mat- och läsbordet steglöst inställbart med gasfjäder
- Vinkelställbar mat- och lässkiva, max belastning 10kg

Mått

- Bredd 2660: 660 mm med nedfällt mat- och läsbord
2670: 480 mm
2680: 790 mm med nedfällt mat- och läsbord 620 mm
- Djup 450 mm i alla modeller.
- Höjd 2660: 880 mm (75 mm Ø hjul)
2670: 780 mm (50 mm Ø hjul)
- Mat- och lässkiva (model 2660 och 2680)
520 x 360 mm
- Mat- och läsbordet höj- och sänkbart mellan
795–1075 mm med Ø 75 mm hjul (model 2660 och 2680)

Tillbehör

- övre bordsskivans skydd ABS 120002762
- telefonställ:
 - rosenträbetsning: 12000 2794
 - bokbetsning: 12000 2792
 - lackerad björk: 12000 2790,
 - ljusgrå: 12000 2781
- färg: ljusgrå, lackad björk, bokbetsad björk, rosenträbetsad björk

Tre års garanti

CE



Funktionellt Sängbord med Modern Design



Merivaara AB

Alpvägen 17, Box 20126, 161 02 Bromma
Telefon vxl 08-627 29 50, Fax 08-627 29 55
info@merivaara.se
www.merivaara.se