

# ALUMINIO DORO SISTEMA DE REPOSACABEZAS

Sistema de reposacabezas de aluminio DORO para posición supina, prona, lateral y sentada (para la posición sentada se requiere un adaptador de barra transversal). Excelente estabilidad y flexibilidad. Fijación craneal rígida de 3 pines. No se puede utilizar para ninguna imagen de resonancia magnética. Adaptador de fijación 60146 necesario para Promerix y Practico

## Incluye los elementos siguientes:

- 101 001 001 Doro QR3 Skull Clamp
- 100 300 200 Doro Swivel Adaptor Aluminium
- 100 300 100 Doro Base Unit Aluminium



## Datos técnicos

Product Code	101001100

## Contacta con nosotras

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)