

K-TEK2603 CORREAS NISSEN, PAR

Se utiliza para evitar que el paciente se deslice durante la posición de Trendelenburg inversa empinada. Se monta en cualquier riel OR estándar. Se requieren abrazaderas de riel de hoja simple KTEK4700.



Datos técnicos

Máx. peso del paciente	227 kg
Product Code	100012822

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com