

BOTA TRACCIÓN INFANTIL

Botas de cuero (par), placas de fondo se adjuntan a la unidad de tracción con una rótula. Para los dispositivos de extensión ortopédicos Flexion. Ángulos de giro de 25 grados.



DATOS TÉCNICOS

Código de producto	A43226100

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 05.05.2024