

Practico Manual

Practico Manual on käyttäjäystävällinen manuaalinen leikkauspöytäratkaisu

Practico Manual on monipuolinen käsikäyttöinen leikkauspöytä, joka mahdollistaa monenlaisia kokoonpanoja kaikentyypisille kirurgian aloille. Nostokapasiteetti 400 kg ja SWL 180 kg tekevät Practico Manual -leikkauspöydästä sopivan eripainoisille potilaille. Ainutlaatuinen alustan muotoilu mahdollistaa paremman pääsyn leikkausalueelle ja vähentää samalla leikkaustiimin alaselän väsymistä. Ruostumattomasta teräksestä valmistetun pöytälevyn ansiosta Practicon manuaalinen leikkauspöytä on täydellinen valinta vaativiin ilmasto-olosuhteisiin.



Kohokohdat

1. Fluent lock
2. Fluent lock
3. Kahvoihin on helppo tarttua
4. Sujuva korkeudensäätö
5. Jarrujärjestelmän nopea lukitseminen/avaaminen
6. Pääsy lähelle potilasta

Practico Manual -leikkauspöydän edut

1. HELPPO PÄÄSY LEIKKAUSALUEELLE

Kätevä jalusta on suunniteltu siten, että kirurgi pääsee lähelle leikkausaluetta.

2. MONIPUOLINEN

Practico Manual -leikkauspöytä voidaan muuntaa soveltuvaksi monenlaisiin kirurgisiin toimenpiteisiin sen semimodulaarisen mallin ansiosta.

3. NOPEA JA HELPPO OTTAA KÄYTTÖÖN

Practico Manual voidaan koota nopeasti jopa kaikkein haastavimmissa ympäristöissä.

4. VALMIS KOHTAAMAAN KAIKKI YMPÄRISTÖN HAASTEET

Makuutaso on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä tekee pöydästä sopivan myös vaativiin ilmasto-olosuhteisiin.

Tekniset tiedot

	Käytettäessä normaalissa tilassa	Käytettäessä käännetyssä tilassa
Pituuden säätöalue (ilman patjaa)	710 - 1020 mm	710 - 1020 mm
Turvallinen työkuorma (SWL)	180 kg	180 kg
Trendelenburg	25°	18°
Anti-Trendelenburg	18°	25°
Selkäosan säätö	- 30°...+70°	-
Jalkaosan säätö	- 90°...+15°	-

Sivukallistus	± 20°	± 20°
Korkeus	Hydraulinen	Hydraulinen
Sivukiskot	Euro, UK, US	Euro, UK, US
Selkä- ja jalkaosa, sivukallistus ja Trendelenburgin kallistus	Mekaaninen, kaasujousiavusteinen	Mekaaninen, kaasujousiavusteinen
Maks. nostokapasiteetti	400 kg	400 kg
Product code	100030010	100030010
Tuotteen virallinen nimi	Practico Manual	Practico Manual
Valmistaja	Merivaara Oy	Merivaara Oy

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com