

## Jalkatuki TD1020

- tarkoitettu tukemaan potilaan jalkaa ortopedisen ja traumatologisen toimenpiteen aikana
- säädettävissä korkeus- ja vaakasuunnassa
- pehmusteen koko 190x500 mm
- vaatii lukon TD1030



### Ota yhteyttä

**Merivaara Corp.**  
Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
SUOMI

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)