

Doro-pääteline alumiinista

DORO alumiininen pääntukijärjestelmä makuulle, makuulle, kyljelleen ja istuma-asentoon (istuma-asennossa Crossbar Adapter tarvitaan). Erinomainen vakaus ja joustavuus. 3-napainen jäykkä kallonkiinnitys. Ei voida käyttää mihinkään MRI-kuvaukseen. Kiinnityssovitin 60146 vaaditaan Promerixille ja Practicolle.

Sisältää alla olevat tuotteet:

101 001 001	<i>Doro QR3 -kallokaari</i>
100 300 200	<i>Doro -väliadapteri</i>
100 300 100	<i>Doro-perusosa</i>



Tekniset Tiedot

Product Code	101001100

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

