

Подголовник для ЛОР, пластической и офтальмологической хирургии HR1130

- требует использования адаптера 60146
- especially Suitable for ENT
- can be used without adapter for ENT Upper-Back Section 60325 and EYE ENT145325



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОД ИЗДЕЛИЯ	HR1130

Связаться с нами

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com