




Tables d'opération



Ergonomie fluide

Depuis 1901

"Outre une qualité de travail exquise, nous avons accordé le plus vif intérêt à la fonctionnalité de l'équipement. À cet égard, plusieurs médecins engagés ont offert leur avis fondé sur leur expérience précieuse."

Juho Merivaara en 1926, fondateur de Merivaara



Dans une salle d'opération moderne des années 1950, les tables comme les éclairages étaient ajustés manuellement.


**DESIGN
FROM
FINLAND**



Nous sommes fiers que les valeurs de l'entreprise aient été il y a 120 ans si en avance sur leur temps qu'elles restent aujourd'hui parfaitement adaptées à la conception de nouvelles solutions innovantes pour les professionnels des soins de santé. Comme le démontrent nos plus récents produits primés, l'éclairage chirurgical Q-Flow et la table d'opération Smarter Practico intégrant la fonctionnalité et l'ergonomie au cœur de leur conception. Nos interfaces utilisateur sont créées en coopération avec le personnel hospitalier de sorte que tous nos produits et systèmes puissent être utilisés intuitivement.

Nous baptisons cette aptitude l'Ergonomie fluide. Grâce à elle, le personnel en salle d'opération peut prioriser les soins du patient sans devoir gérer des technologies complexes. Les plus grands chirurgiens l'apprécient dans le monde entier.





Solutions

Les solutions Merivaara offrent aux salles d'opération une ample gamme de produits, de systèmes et de services haut de gamme. Nos solutions non seulement garantissent la sécurité du patient mais procurent aussi aux opérateurs de soins de santé le meilleur rapport qualité-prix.

En concevant nos solutions autour de l'ensemble de l'équipe chirurgicale, il est important à nos yeux de rester attentifs aux besoins du client. De la sorte, nous avons la certitude que l'équipe peut mettre en œuvre les procédures rapidement et fiablement en toute sécurité. Simultanément, le flux de travail est optimisé et la productivité de l'équipe au complet est rehaussée.

Merivaara affiche une expérience au long cours de la direction et de la mise en œuvre de projets en salle d'opération. Pour nous, le respect du calendrier du projet tout en minimisant les coûts est essentiel.

- ÉCLAIRAGES CHIRURGICAUX • ÉCLAIRAGES D'EXAMEN
- TABLES D'OPÉRATION • ACCESSOIRES DE TABLE • SYSTÈMES D'INTÉGRATION
- MONITEURS ET BRAS DE MONITEUR
- SUSPENSIONS • PROJETS • SERVICES MERIVAARA

Smarter Practico

Opération haut & bas

FENNIAPRIZE 20


HONOURABLE MENTION



Conçue pour améliorer l'ergonomie grâce à la plus vaste palette de possibilités de postures du secteur. Bénéficiant de commandes intelligentes pour fluidifier votre travail.

Points clés

Les fonctionnalités améliorées vous aident à vous concentrer sur la tâche qui vous attend alors que le design ergonomique supérieur rehausse le confort pour l'ensemble de l'équipe chirurgicale. Le confort est synonyme de concentration, confiance et coopération rehaussée. C'est de l'efficacité.



Avantages de la Smarter Practico



1. ERGONOMIE REHAUSSÉE

- Choix de hauteurs de colonne multiples: Général, Bas, Haut
- Adaptabilité aux applications chirurgicales – facilement adaptable à de multiples applications chirurgicales
- Ergonomie priorisant le patient et l'équipe chirurgicale




2. SÛRE ET SOLIDE

- Jusqu'à 280 kg dans tous les sens, notamment en coulissant
- Adaptée à la chirurgie de l'obésité avec une ample palette d'accessoires
- Capacité de levage 460 kg



3. ACCESSIBILITÉ FLUIDE

- La faible hauteur de la base assure un accès à 360 degrés au bras C
- Grâce au design incurvé de la base, le chirurgien accède de plus près au patient.
- La coulisse longitudinale de 390 mm maximise l'accessibilité du bras C, rendant possible l'imagerie fluoroscopique et les rayons X.



4. COMMANDE MANUELLE INTELLIGENTE

- Interface conviviale
- Design fluide et maintien confortable
- Fonctions de mémoire rapide
- Mode endoscopique assurant un usage pratique en toute sécurité dans un environnement peu éclairé
- Indicateur d'autonomie de batterie pratique



5. MOUVEMENTS INTELLIGENTS

- Le système de commande intelligent de la table reconnaît les situations de collision mécanique potentielle.
- Multiples ajustements anticollision, ex. en position de Trendelenburg profonde.
- Le système de commande effectue automatiquement des mouvements de compensation corrects pour assurer des ajustements fluides en toute sécurité.

CHIRURGIES ORTHOPÉDIQUES NON-URGENTES

La Smarter Practico pour la chirurgie orthopédique non-urgente est la solution flexible pour toutes les salles d'opération effectuant des procédures chirurgicales orthopédiques non-urgentes. Grâce à son ample palette d'ajustement de la hauteur, la Smarter Practico est la solution ergonomique pour salle d'opération.



CHIRURGIE DE LA HANCHE

Les hauteurs adaptables améliorent l'ergonomie pour le personnel de différentes statures, debout ou assis.



EXTRÉMITÉS INFÉRIEURES

Conjointement avec les solutions d'extension orthopédique, la Smarter Practico comble toutes les attentes actuelles en salle d'opération.



CHIRURGIE DU GENOU

La Max Hi Smarter Practico est conçue ergonomiquement pour le personnel de grande taille. La base Fluent est pensée pour assurer un accès libre et rapproché du champ chirurgical.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Chirurgie de la hanche
- Chirurgie du genou
- Chirurgie du pied et de la cheville
- Chirurgie de la main
- Chirurgie du fémur / tibia
- Chirurgie du coude / humérus

ACCESSOIRES SPÉCIAUX




TABLE D'OPÉRATION POUR MAIN 10390



KIT DE TRACTION D'HUMÉRUS 110438

CHIRURGIES ORTHOPÉDIQUES DE L'ÉPAULE

La Smarter Practico pour la chirurgie orthopédique est la solution flexible pour toutes les salles d'opération effectuant des procédures orthopédiques de l'épaule. La section chaise-longue facilite l'accès au champ chirurgical. La Smarter Practico offre une large plage d'ajustement de hauteur pour créer la solution ergonomique parfaite en salle d'opération.



ACCÈS TOTAL À LA ZONE DE L'ÉPAULE

La grande découpe de chaise-longue assure un accès chirurgical excellent.



POSITIONNEMENT DE PATIENT EXCEPTIONNEL

La fluidité de mouvement est assurée grâce au système de commande intelligent de la Smarter Practico.

“ La découpe du dossier maximise l'accès à la zone de l'épaule et facilite les mouvements de bras du patient ”

Dr Kari Salovaara, Chirurgien orthopédique
à l'Hôpital central Päijät-Häme en Finlande



POSITIONNEMENT SÉCURISÉ

La ceinture de support pour chaise-longue assure le positionnement en toute sécurité du patient sans obstruction de la zone chirurgicale.



CONVIVIAL

Intelligent et fluide, le mécanisme de verrouillage assure la libération rapide de la découpe du dossier amovible.

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



REPOSE-TÊTE TYPE CASQUE DE CHAISE-LONGUE 30128



REPOSE-BRAS MULTITÂCHE 11802

CHIRURGIE OPHTALMOLOGIQUE

Smarter Practico pour l'ophtalmologie – le summum de l'ergonomie. Grâce à sa plage d'ajustement de hauteur étendue, la Smarter Practico est adaptée aux personnels de toutes les statures pour assurer une excellente ergonomie.

“ Les positions en mémoire assurent l'efficacité des opérations répétitives. Les matelas offrent une belle sensation de soutien – plus de confort pour les patients.

Hôpital universitaire d'Oulu - Service ophtalmologie



LA PLUS BASSE DU MARCHÉ

Exceptionnelle, la hauteur la plus basse de la Smarter Practico s'affirme à 540 mm comme le choix parfait en salle d'opération. Merivaara offre une vaste gamme de sections de tête ophtalmologique assurant une proximité étroite avec la zone d'opération. Rationalisée, la base optimise l'espace au niveau du pied pour le chirurgien.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Chirurgie de cataracte
- Chirurgie de glaucome
- Chirurgie réfractive
- Chirurgie cornéenne
- Chirurgie vitréo-rétinienne
- Chirurgie musculaire extrinsèque
- Chirurgie oculoplastique

Plus de soutien pour le patient



Plus d'espace de travail pour le chirurgien



CHIRURGIE ORL

Surbaissée, la Smarter Practico est aussi adaptée aux procédures chirurgicales ORL.




REPOSE-TÊTE ET DOSSIER OPHTALMIQUE-ORL SPÉCIAUX

- Pour une proximité accrue avec le patient
- Ergonomique pour le patient comme l'utilisateur final
- Garantie de stabilité
- Les repose-têtes ORL offrent une articulation excellente

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Amygdalectomie
- Chirurgie de l'oreille
- Oncologie ORL
- Chirurgie endonasale fonctionnelle
- Septoplastie
- Rhinoplastie

ACCESSOIRES SPÉCIAUX




ACCOUDOIR 125



REPOSE-TÊTE DE CHIRURGIE ORL 18143

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



REPOSE-TÊTE ÉTROIT 142



REPOSE-TÊTE OPHTALMOLOGIQUE-ORL 18150

CHIRURGIE PLASTIQUE

La Smarter Practico pour la chirurgie plastique est la solution flexible pour toutes les salles d'opération de chirurgie plastique. Grâce à sa plage d'ajustement de hauteur étendue, la Smarter Practico est adaptée aux personnels de toutes les statures.

MAXI BASSE

La table est facilement accessible pour les patients et assure une ergonomie excellente pour les chirurgiens assis

ACCESSIBILITÉ FLUIDE

Le nouveau design libère de l'espace pour les jambes du chirurgien



EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Amélioration mammaire : Augmentation, Lifting, Réduction, Reconstruction
- Contour du visage : Rhinoplastie, amélioration du menton ou des pommettes
- Rajeunissement facial : Lifting du visage, des yeux, du cou et des paupières
- Contour du corps : Plastie du ventre, Liposuction, Traitement de gynécomastie
- Chirurgie de révision de cicatrice

GYNÉCOLOGIE ET UROLOGIE

La Smarter Practico est la solution flexible pour toutes les salles d'opération effectuant des procédures gynécologiques et urologiques. Grâce à sa plage d'ajustement de hauteur étendue, la Smarter Practico est adaptée aux personnels de toutes les statures.

CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE



ACCÈS EXCELLENT ET REPOSITIONNEMENT RAPIDE

Grâce à son ample palette d'ajustement de la hauteur, la Smarter Practico est la solution ergonomique pour toutes les applications gynécologiques. La fonction de mémoire rapide fait du repositionnement un jeu d'enfant.

IMAGERIE NON-OBSTRUCTIVE

La fonction de coulisse solide facilite l'accès pour l'équipement d'imagerie.

CHIRURGIE UROLOGIQUE



ACCÈS INTRANSIGEANT POUR LE CHIRURGIEN

Grâce à la fonction de coulisse, le plateau de table glisse vers le chirurgien pour lui offrir un accès plus ergonomique au champ opératoire.


“ L'accès pour le chirurgien est excellent. La coulisse longitudinale est une très bonne option pour les procédures gynécologiques et urologiques. ”

Erkki Riihinen, Technicien de salle d'opération

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Chirurgie d'endométriose
- Chirurgie de dépression des parois de l'utérus et du vagin
- Curetage utérin
- Traitement des tumeurs musculaires utérines (traitement de myome)
- Hystérectomie
- Ablation d'hydronéphrose
- Chirurgie laser de la prostate
- Chirurgie du scrotum
- Ablation de semence (sperme)
- Vision de la vessie (Cystoscopie)

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



ACCOUDOIR 19180



REPOSE-TÊTE 60142

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



ÉTRIERS K-TEK

Assure un accès inégalable au site pelvien, espace accru et maîtrise des infections améliorée. Disponible pour pédiatrique, adulte et obèse.



BASSIN 6 L SANS DRAINAGE 201571

CHIRURGIES SPINALES

La Smarter Practico est la solution parfaite pour les applications spinales grâce à vaste plage d'ajustement de hauteur.



SYSTÈME FLOTTANT SPINAL

Une plateforme pour plateau de table économique respectant toutes les normes des tables d'opération. Le châssis est parfaitement radiotransparent et les supports du corps autorisent la libre suspension de l'abdomen afin de réduire la pression artérielle.

HAUT MAX ET BAS MAX

Ergonomie améliorée pour le personnel de toutes les statures.

ACCÈS AU BRAS C FLUIDE

L'imagerie peropératoire devient possible grâce à la structure de châssis renouvelée.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Laminectomie
- Discectomie
- Spondylodèse
- Vertébroplastie /Kyphoplastie




“ La conception de la table facilite l'imagerie du bras C :

Sami Elamo, Dr, M.Sc. (tech),
Consultant en chirurgie
orthopédique et traumatologique

COMPATIBILITÉ AVEC BRAS C

La Smarter Practico et ses accessoires facilitent l'accès au bras C.

AUTRES SOLUTIONS SPINALES



KIT DE MATELAS POUR DÉCUBITUS VENTRAL 60750

CHÂSSIS SPINAL 12805



CHIRURGIE OBSTÉTRIQUE

La Smarter Practico est la solution flexible pour les salles d'opération obstétricales. Sa fonction anticollision permet à la table d'adopter la position de Trendelenburg sans risque de collision avec le sol. La hauteur minimale évite le recours à une marche afin de fluidifier un transfert de patient devenu plus sûr.

“ La table d'opération est si basse que les femmes enceintes peuvent facilement monter dessus.



HAUT MAX ET BAS MAX

Ergonomie améliorée pour le personnel de toutes les statures.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Chirurgie césarienne
- Épisiotomie
- Colporraphie
- Colpotomie

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



ÉTRIERS K-TEK

Assure un accès inégalable au site pelvien, espace accru et maîtrise des infections améliorée. Disponible pour pédiatrique, adulte et obèse.



ÉCRAN DE BRAS /JAMBE 60485

CHIRURGIE THORACIQUE ET RÉNALE

La Smarter Practico est la solution flexible pour procédures chirurgicales thoraciques. Les procédures de néphrectomie sont facilitées grâce à la position en portefeuille motorisée profonde ou au modèle à section rénale.



SECTION RÉNALE INTÉGRÉE

Confort et ergonomie pour le patient comme le chirurgien.



PORTEFEUILLE LATÉRAL

Facile grâce au dossier motorisé fluide.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Chirurgie du cancer du poumon
- Chirurgie de réduction du volume pulmonaire
- Chirurgie œsophagienne
- Chirurgie de préservation du néphron ou de néphrectomie partielle
- Néphrolithotomie /néphrolithotripsie percutanée (chirurgie de canal)

“ Configuration facile pour un accès facile à la zone rénale.

Hôpital central Päijät-Häme, Finlande.

CHIRURGIE MINIMALEMENT INVASIVE

La Smarter Practico pour la chirurgie mini-invasive est la solution flexible pour salle d'opération.



ACCÈS FACILE



OBÉSITÉ



HAUT MAX ET BAS MAX

“ La table d'opération est excellente pour de bonnes positions de travail ergonomiques. Différentes opérations chirurgicales sont possibles avec la Smarter Practico.

Dr. Jyrki Kössi, Gastroentérologue en chef à l'Hôpital central Päijät-Häme en Finlande



COMPATIBILITÉ AVEC BRAS C MOBILES

L'imagerie peropératoire est facile et flexible avec la Smarter Practico grâce à sa conception fluide.

EXEMPLES D'APPLICATIONS :

- Laparoscopie
- Chirurgie de l'obésité
- Amygdalectomie
- Appendicectomie
- Chirurgie du cancer
- Laparotomie
- Chirurgie plastique

ACCESSOIRES SPÉCIAUX



REPOSE-TÊTE 60142

ORTHÈSE LATÉRALE RONDE 11651

REPOSE-BRAS MULTITÂCHE 11802



Vous retrouvez une grande variété d'accessoires dans le Catalogue des accessoires Merivaara.

Structure avancée : Supports pour membres inférieurs motorisés

Supports pour membres inférieurs (60225 ou 60425 nécessaire)



Supports pour membres supérieurs (fixation sur la section de siège)



Dossiers



Dossiers supérieurs / adaptateurs



Repose-têtes





Adaptateur DORO (connexion directe sur les rails latéraux)



* Recommandé pour chaise-longue

N°	N° commande	Nom	Dimensions	Poids
1.	1000 30248	Plaques de jambe divisées courtes, assistance par ressort pneumatique	540 x 680 x 260 mm	2 x 9,1 kg
2.	1000 30147	Support pour membres inférieurs monobloc, assistance par ressort pneumatique	540 x 650 x 260 mm	17,1 kg
3.	1000 60475	Support pour membres inférieurs divisé long, assistance par ressort pneumatique	540 x 880 x 260 mm	2 x 9,9 kg
4.	1000 60250	Section 25	540 x 250 x 80 mm	7,6 kg
5.	1000 60225	Section 25 courte	540 x 250 x 80 mm	5,4 kg
6.	1000 60425	Section 25 gyn	540 x 250 x 80 mm	5,3 kg
7.	1000 145480	Support pour membres inférieurs divisé court, articulation double		7,5 kg
8.	1000 60484	Plaques de jambe divisées, 4 sections	540 x 865 x 230 mm	25 kg
9.	1000 60201	Repose-pied léger 60201	500 x 900 mm	5,2 kg
10.	1000 60204	Support pour membres inférieurs léger pour jambes motorisées 60204	540 x 630 x 80 mm	4,9 kg
11.	1000 60440	Section 40 gyn	540 x 400 x 80 mm	8,9 kg
12.	1000 60240	Section 40	540 x 400 x 80 mm	9,1 kg
13.		Dossier de chaise-longue	540 x 650 x 200 mm	
14.		Dossier Ophtalmique-ORL	540 x 630 x 200 mm	
15.		Section rénale	540 x 630 x 200 mm	
16.		Standard	540 x 630 x 200 mm	
17.		Retour court	540 x 500 x 200 mm	
18.	1000 60142	Repose-tête 60142	540 x 300 x 80 mm	6,4 kg
19.	1000 60140	Repose-tête 60140	540 x 300 x 80 mm	6,3 kg
20.	1000 60146	Adaptateur de repose-tête 60146		2,5 kg
21.	1000 30126	Repose-tête de chaise-longue 30126		4,6 kg
22.	1000 30128	Repose-tête type casque de chaise-longue 30128		4,3 kg
23.	1000 18150 1000 18151	Repose-tête pour ORL/Ophtalmologie 18150 ou 18151	225 x 290 x 60 mm	2,8-3,25 kg
24.	1000 18143	Repose-tête de chirurgie ORL 18143	245 x 242 x 40 mm	3,4 kg
25.	1000 00142	Repose-tête étroit 142	275 x 206 x 50 mm	4,1 kg
26.	1000 00141	Repose-tête large 141	275 x 406 x 50 mm	4,5 kg
27.	1003 00700	Adaptateur DORO	700 x 680 x 60 mm	4,4 kg
28.	1010 01100	Système de repose-tête en aluminium DORO	550 x 600 x 470 mm	5,4 kg
29.	1003 00900	Repose-tête en fer à cheval DORO	250 x 450 x 200 mm	2,1 kg



Disponible avec mousse viscoélastique (VEF) pour un confort de patient premium contre les escarres de décubitus.



Structure générale :

Supports pour membres inférieurs non-motorisés

Supports pour membres inférieurs

Fluent

Supports pour membres supérieurs (fixation sur la section de siège)

Fluent

Dossiers

2 tiges

Dossiers supérieurs / adaptateurs

Fluent

Repose-têtes

2 tiges

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Adaptateur DORO (connexion directe sur les rails latéraux)


* Recommandé pour chaise-longue

N°	N° commande	Nom	Dimensions	Poids
1.	I000 20114	Repose-pied /rallonge de table 20114	700 x 170 x 455 mm	5,8 kg
2.	I000 60250	Section 25	540 x 250 x 80 mm	7,6 kg
3.	I000 30248	Plaques de jambe divisées courtes, assistance par ressort pneumatique	540 x 680 x 260 mm	2 x 9,1 kg
4.	I000 60475	Support pour membres inférieurs divisé long, assistance par ressort pneumatique	594 x 880 x 260 mm	
5.	I000 30147	Support pour membres inférieurs monobloc, assistance par ressort pneumatique	540 x 650 x 260 mm	17,1 kg
6.	I000 60201	Repose-pied léger 60201	500 x 900 mm	5,2 kg
7.	I000 60203	Support pour membres inférieurs non-motorisé léger 60203		4,9 kg
8.		Dossier de chaise-longue	540 x 650 x 200 mm	
9.		Dossier Ophtalmique-ORL	540 x 630 x 200 mm	
10.		Section rénale	540 x 630 x 200 mm	
11.		Standard	540 x 630 x 200 mm	
12.		Retour court	540 x 500 x 200 mm	
13.	I000 60142	Repose-tête 60142	540 x 300 x 80 mm	6,4 kg
14.	I000 60140	Repose-tête 60140	540 x 300 x 80 mm	6,3 kg
15.	I000 60146	Adaptateur de repose-tête 60146		2,5 kg
16.	I000 30126	Repose-tête de chaise-longue 30126		4,6 kg
17.	I000 30128	Repose-tête type casque de chaise-longue 30128		4,3 kg
18.	I000 18150 I000 18151	Repose-tête pour ORL/Ophthalmologie 18150 ou 18151	225 x 290 x 60 mm	2,8-3,25 kg
19.	I00018143	Repose-tête de chirurgie ORL 18143	245 x 242 x 40 mm	3,4 kg
20.	I000 00142	Repose-tête étroit 142	275 x 206 x 50 mm	4,1 kg
21.	I000 00141	Repose-tête large 141	275 x 406 x 50 mm	4,5 kg
22.	I003 00700	Adaptateur DORO	700 x 680 x 60 mm	4,4 kg
23.	I010 01100	Système de repose-tête en aluminium DORO	550 x 600 x 470 mm	5,4 kg
24.	I003 00900	Repose-tête en fer à cheval DORO	250 x 450 x 200 mm	2,1 kg




Disponible avec mousse viscoélastique (VEF) pour un confort de patient premium contre les escarres de décubitus.






DOSSIERS ET SUPPORTS POUR MEMBRES INFÉRIEURS MOTORISÉS



ANGLE D'INCLINAISON



ANGLE DE POSITION DE TREDELENBURG



COULISSE DE MEMBRE INFÉRIEUR 260 MM



COULISSE DE TÊTE 130 MM



(*) COLONNE HAUT MAX (**) COLONNE BAS MAX

Spécifications techniques

	Coulisse et supports pour membres inférieurs motorisés	Supports pour membres inférieurs motorisés, sans coulisse	Supports pour membres inférieurs non-motorisés, coulisse	Supports pour membres inférieurs non motorisés, sans coulisse
Angle de position de Trendelenburg (degrés)	± 30	± 30	± 30	± 30
Angle d'inclinaison (degrés)	± 20	± 20	± 20	± 20
Coulisse (mm/inch)	390 / 15,6"	–	390 / 15,6"	–
Angle de dossier (degrés)	+ 70 / - 40	+ 70 / - 40	+ 70 / - 40	+ 70 / - 40
Angle de supports pour membres inférieurs motorisés (degrés)	+ 70 / - 105	+ 70 / - 105	–	–
Angle de supports pour membres inférieurs non-motorisés (degrés)	–	–	+ 20 / - 90	+ 20 / - 90
Practico - Hauteur bas maxi. (mm/ inch)	540-1030 / 21,3"-40,6"	553-1043 / 21,8"-41,1"	540-1030 / 21,3"-40,6"	-
Practico - Hauteur haut maxi. (mm/ inch)	640-1130 / 25,2"-44,5"	653-1143 / 25,7"-45"	640-1130 / 25,2"-44,5"	-
Practico - Hauteur générale (mm/ inch)	585-885 / 23"-34,8"	-	585-885 / 23"-34,8"	598-898 / 23,5"-35,4"
Largeur de plateau de table (mm/ inch)	540 / 21,3"	540 / 21,3"	540 / 21,3"	540 / 21,3"
Nombre de sections de plateau de table	4-6	4-6	4-6	4-6
Charge de travail maximum (SWL)	280 kg / 617,3 lb	280 kg / 617,3 lb	280 kg / 617,3 lb	280 kg / 617,3 lb
Capacité de levage	460 kg / 1014,13 lbs	460 kg / 1014,13 lbs	460 kg / 1014,13 lbs	460 kg / 1014,13 lbs
Nombre de positions mémorisées	1	1	1	1
Option de cinquième roue	✓	✓	✓	✓
Compatibilité IR avec Open OR	–	–	–	–
Type de matelas	VEF 80 mm	VEF 80 mm	VEF 80 mm	VEF 80 mm
Freins électriques	✓	✓	✓	✓
Sur batterie (Li-ion)	✓	✓	✓	✓
Compatibilité avec dossier standard	✓	✓	✓	✓
Compatibilité avec dossier de chaise-longue	–	✓	–	✓
Compatibilité avec dossier Ophtalmique-ORL	✓	✓	✓	✓
Compatibilité avec section rénale	✓	✓	✓	✓
Nom de produit officiel : Practico 145000				

✓ = inclus – = indisponible



Health Technology with a Human Touch

Fabriqué en Finlande dans
le respect de notre nature unique.



MERIVAARA CORP.

Lahti, Finlande, Tél. +358 3 3394 611,
merivaara@merivaara.com www.merivaara.com

MERIVAARA DANS LE MONDE

Le siège social de Merivaara, avec ses fonctions R&D, production, ventes, marketing et SAV se trouve à Lahti en Finlande. Merivaara compte des filiales en Suède (Merivaara AB) et au Royaume-Uni (Merivaara Ltd) ainsi qu'une organisation commerciale en Russie. En outre, les produits Merivaara sont commercialisés dans plus de 120 pays grâce à un réseau de distributeurs.

Le statut des informations, spécifications et illustrations dans cette publication est indiqué par la date de publication. Bien que nous prenions le plus grand soin pour sa compilation,

Merivaara Corp. décline toute responsabilité envers les erreurs ou omissions. Merivaara Corp. se réserve le droit d'apporter des changements à la technologie, aux fonctionnalités, aux spécifications et à la conception de l'équipement et des modèles sans notification. Veuillez vérifier le site Web Merivaara pour les spécifications les plus récemment mises à jour et autres informations.

Note : Toutes les positions de patient illustrées sont uniquement des exemples et différents types de procédures sont possibles selon les besoins personnels et culturels. Le positionnement approprié du patient relève d'un professionnel dûment formé.

Toutes les marques commerciales appartiennent à Merivaara sauf mention contraire. Brevets accordés ou en cours.

©Merivaara Corp. ID DOC : 6172FR-1, Date : 12/2023