


# Q-FLOW™ 2

Kompakt operationslampa för  
mindre ingrepp



reddot winner 2024

- Hög ljusstyrka
- Utmärkt färgåtergivning förmåga
- Avtagbart steriliserbart handtag
- Enkel att rengöra

# Q-FLOW™ 2

Q-Flow 2 är utmärkt medicinsk belysning för mindre kirurgiska ingrepp på sjukhus och privata kliniker.



Väggmonterad



Takmonterad



Mobil med 2 antistatiska hjul

## Tekniska specifikationer

Max. belysningsintensitet vid 1,0 m* (lux)	100 000
Färgtemperatur (K)	4 400
Färgåtergivningindex (Ra)	98
Återgivningsindex för röd färg (R9)	97
Återgivningsindex för hud (R13)	98
Antalet LED (st.)	18
Strömförbrukning (W)	32
Dimmer (%)	25 – 100
Genomsnittlig livslängd för LED (h)	> 60 000
Arbetsavstånd (mm)	500 – 1 500
Belysningens djup 60 % (mm)	900
Ljusområdesdiameter (mm)	150 – 220
Steriliserbart handtag	√
Lamphuvudets storlek (mm)	Längd 400 Ø 260
Lamphuvudets vikt (kg)	2,7
Kapslingsklass (lamphuvud)	IP44
Tillverkare	Merivaara Corp.

√ = ingår

\*) Tolerans ±10 %



Enhandsanvändning tillsammans med tillvalet dubbelok möjliggör smidig positionering av lamphuvudet.

Status för information, specifikationer och illustrationer i denna publikation indikeras av publiceringsdatumet. Även om största omsorg har ägnats åt dess sammanställning, ansvarar Merivaara Corp. inte för eventuella fel eller utelämnanden. Merivaara Corp. förbehåller sig rätten att göra ändringar i teknik, funktioner, specifikationer och utformning av utrustning och modeller utan föregående meddelande. Se Merivaaras webbplats för de senaste uppdaterade specifikationerna och annan information.

Alla varumärken tillhör Merivaara om inget annat anges. Patent godkända eller väntar på godkännande.

©Merivaara Corp. DOK.ID: 6174SV-1, Datum: 5/2024



Merivaara Corp.  
Tarmontie 2-4, 15860 Hollola, FINLAND  
Tfn. +358 3 3394 611  
merivaara@merivaara.com  
www.merivaara.com