

# Q-FLOW™ 1

## Компактный смотровой светильник



reddot winner 2024

- Управление одной рукой
- Превосходная цветопередача
- Съёмная стерилизуемая рукоятка
- Легкая очистка

# Q-FLOW™ 1

Светильник Q-Flow 1 превосходно подходит для любой зоны лечения пациентов, например: палаты, отделения скорой помощи, смотрового кабинета, отделения восстановления и палаты интенсивной терапии.



Мобильная конструкция с 2 антистатическими колесами



С креплением на потолке



С креплением на стене

## Технические характеристики

Макс. интенсивность освещения на расстоянии 1,0 м* (люкс)	50 000
Цветовая температура (К)	4 400
Коэффициент цветопередачи (Ra)	98
Коэффициент цветопередачи красного (R9)	93
Коэффициент передачи телесного цвета (R13)	98
Количество светодиодов (шт.)	9
Потребляемая мощность (Вт)	17
Затемнение (%)	25–100
Средний срок службы светодиода (ч)	> 60 000
Рабочее расстояние (мм)	500–1500
Глубина освещения 60 % (мм)	1 100
Диаметр светового поля (мм)	240
Стерилизуемая рукоятка	√
Габариты головки светильника (мм)	Длина 400 Ø 260
Масса головки светильника (кг)	2,6
Степень защиты (головка светильника)	IP44
Производитель	Merivaara Corp.

√ = входит в комплект

\*) Погрешность ±10 %

Состояние информации, технических характеристик и иллюстраций в этом документе актуально на дату публикации. Несмотря на то, что документ был составлен максимально тщательно, Merivaara Corp. не несет ответственности ни за какие ошибки или упущения. Merivaara Corp. оставляет за собой право вносить изменения в технологию, функции, технические характеристики и конструкцию оборудования и моделей без уведомления. Проверяйте последние обновления технических характеристик и другую информацию на веб-сайте Merivaara.

Все торговые марки являются собственностью компании Merivaara, если не указано иное. Имеются патенты или заявки на них.

© Merivaara Corp. Идентификатор документа: 6173EN-4, дата: 11/2024



Простая регулировка и управление одной рукой.



Merivaara Corp.  
Tarmontie 2–4, 15860 Hollola, FINLAND  
Тел.: +358 3 3394 611  
merivaara@merivaara.com  
www.merivaara.com