

Practico Manual

PRACTICO MANUAL ES UNA SOLUCIÓN DE MESA QUIRÚRGICA MANUAL FÁCIL DE USAR

Practico Manual es una mesa quirúrgica de operación manual versátil que permite una amplia gama de configuraciones para todo tipo de disciplinas quirúrgicas. La capacidad de elevación de 400 kg y la SWL de 180 kg hacen que la mesa de operaciones Practico Manual sea adecuada para diferentes pesos de pacientes. El diseño único de la base permite un acceso más cercano al campo de operación al mismo tiempo que reduce la fatiga de la parte inferior de la espalda en el equipo quirúrgico. Gracias al diseño de la mesa de acero inoxidable, la mesa quirúrgica manual Practico es la elección perfecta para condiciones climáticas exigentes.



Reflejos

Practico Manual es una solución de mesa quirúrgica manual fácil de usar. Su alta capacidad de elevación y cargas de trabajo seguras lo convierten en la solución perfecta en los entornos más exigentes entornos.



- 1. Bloqueo fluido**
- 2. Bloqueo fluido**
- 3. Fácil de agarrar manijas**
- 4. Altura suave ajustabilidad**
- 5. Bloqueo/ desbloqueo rápido sistema de frenos**
- 6. Cerrar el acceso a la mesa**

Beneficios del Practico Manual

1. ACCESO FLUIDO

El diseño único de la base permite un acceso más cercano al campo de operación.

2. VERSÁTIL

Practico Manual se puede configurar para adaptarse a muchas aplicaciones quirúrgicas gracias a su diseño semimodular.

3. RÁPIDO Y FÁCIL

Práctico Manual se puede configurar rápidamente incluso en los entornos más desafiantes.

4. PREPARADOS PARA TODOS LOS AMBIENTALES RETOS

El diseño del tablero de acero inoxidable hace que la mesa sea adecuada también para condiciones climáticas exigentes.

Especificaciones técnicas

	Cuando se usa en modo normal	Cuando se usa en modo inverso
Rango de ajuste de altura (sin colchón)	710 - 1020 mm	710 - 1020 mm
Carga de trabajo segura (SWL)	180 kg	180 kg
Trendelenburg	25°	18°
Trendelenburg inverso	18°	25°
Ajuste de la sección trasera	- 30°...+70°	-

Ajuste de la sección de piernas	- 90°...+15°	-
Inclinación lateral	± 20°	± 20°
Altura	Hydraulic	Hydraulic
Carriles laterales	Euro, UK, US	Euro, UK, US
Sección de espalda y piernas, inclinación lateral e inclinación Trendelenburg	Mechanical, gas-spring assisted	Mechanical, gas-spring assisted
Máx. Capacidad de levantamiento	400 kg	400 kg
Código de producto	100030010	100030010
Nombre oficial del producto	Practico Manual	Practico Manual
Fabricante	Merivaara Corp.	Merivaara Corp.

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com