

Rapido

LA MESA QUIRÚRGICA/CARRO RAPIDO ES UNA MESA TODO EN UNO PARA CIRUGÍA DE DÍA

La mesa quirúrgica Rapido es una mesa de cirugía ambulatoria hidráulica todo en uno para preinducción, transporte, operación y recuperación. Su variedad de características lo convierte en la solución ideal para las necesidades de cirugía de día ocupado. La mesa quirúrgica Rapido permite transferencias convenientes a la sala de operaciones en la sala de cirugía ambulatoria, lo que significa que las salas de operaciones se pueden usar de manera más eficiente y, por lo tanto, aceleran el tiempo de respuesta de la cirugía ambulatoria. Hay dos modelos diferentes de Rapido disponibles: la mesa de operaciones Rapido Standard y la mesa de operaciones Rapido Upper Body.



RAPIDO STANDARD ES UNA MESA DE OPERACIONES VERSÁTIL PARA CIRUGÍA AMBULATORIA

Rapido es la mesa/carrito quirúrgico ideal para la unidad de cirugía de día ocupada. Ligero y fácil de usar y limpiar, el Rapido reduce la manipulación manual y mejora la eficiencia en el quirófano y la sala. El diseño abierto garantiza un acceso quirúrgico óptimo y un fácil uso de los equipos de rayos X y de imágenes.

Hay disponible una amplia gama de accesorios que le permitirán realizar una amplia variedad de cirugías ambulatorias y procedimientos quirúrgicos menores. El acceso al arco en C es rápido y fácil con Rapido, lo que lo hace ideal para el departamento de endoscopia.

RAPIDO PARA PROCEDIMIENTOS EN LA PARTE SUPERIOR DEL CUERPO

La mesa/carrito quirúrgico Rapido Upper Body está diseñada para varios procedimientos quirúrgicos de la parte superior del cuerpo. Este modelo ha mejorado el acceso a la parte superior del cuerpo del paciente, optimizando el espacio para las piernas y los pies del cirujano.

Rapido Upper Body está especialmente diseñado para varios tipos de cirugías, por ejemplo, procedimientos torácicos, otorrinolaringológicos, ginecológicos, urológicos y de manos y brazos. Los ajustes de la mesa que necesita el cirujano durante las operaciones de la parte superior del cuerpo se controlan convenientemente desde el extremo de la cabeza de la mesa.



Reflejos



- 1. Ajustes de altura hidráulicos y ajustes asistidos por resorte de gas.**
- 2. Amplio tablero con viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica de 80 mm, colchón que se adapta al cuerpo del paciente.**
- 3. Rieles de casete de rayos X, buen acceso a la imagen.**
- 4. Permite un fácil acceso al paciente, proporcionando posiciones de trabajo ergonómicas para el equipo de cirugía. Proporciona suficiente espacio para las piernas y una buena área de trabajo para el equipo quirúrgico.**
- 5. Movimiento fluido gracias a las ruedas gemelas antiestáticas más grandes que se deslizan suavemente sobre una variedad de superficies del suelo, cierre centralizado.**
- 6. El ajuste de altura suave y silencioso permite un posicionamiento óptimo que ayuda a los pacientes con movilidad limitada a subir y bajar fácilmente de la mesa.**
- 7. La base inferior está alojada en el interior de una carcasa higiénica y fácil de limpiar.**
- 8. Los pedales de ajuste de altura son de fácil acceso.**
- 9. Mangos de ajuste Trendelenburg y Trendelenburg inverso.**

Beneficios del Rapido

1. ACCESIBILIDAD FLUIDA

- El diseño único de la mesa permite un acceso más cercano al campo de operación.

2. SEGURIDAD DEL PACIENTE

- Barandillas de seguridad del paciente durante el transporte

3. EFICIENCIA ECONÓMICA

- Económico
- Reduce las compras c

4. FÁCIL DE USAR

- Maniobrabilidad fluida
- Fácil configuración
- Secciones de peso ligero
- El tamaño reducido de la base permite un ahorro de espacio efectivo



Especificaciones técnicas

	Estándar	Parte superior del cuerpo
Longitud	2050 mm	2185 mm
Ancho del colchón	600 mm	600 mm
Ancho total	654 mm	654 mm
Peso	125 kg	125 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	160 kg	160 kg

Altura, hidráulicamente con pedales	650-1020 mm	650-1020 mm
Trendelenburg, asistido por resorte de gas	-25°	-25°
Trendelenburg inverso, asistido por resorte de gas	+18°	+18°
Inclinación lateral, asistida por resorte de gas	± 15°	-
Ajuste de la sección trasera, asistido por resorte de gas	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Ajuste de la sección de piernas, asistido por resorte de gas	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Reposacabezas	- 40°...+25°	- 40°...+25°
Tamaño de las ruedas	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Ruedas antiestáticas: ruedas gemelas giratorias y lavables, pedal con dispositivo de bloqueo central	√	√
Número de secciones de la mesa	4 secciones / 5 secciones (sección de pie dividida)	4 secciones (sección de pierna de una pieza)
Secciones fijas de respaldo y asiento	√	√
Secciones de piernas y cabeza desmontables	√	√
Placa superior de laminado de alta presión translúcido de rayos X	√	√
Rieles de casetes de rayos X a lo largo de toda la superficie quirúrgica	√	√
Rieles accesorios de acero inoxidable	√	√
Carcasas de plástico ABS resistente a los golpes	√	√
Tipo de colchón	Espuma viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica 80 mm	Espuma viscoelástica antiestática e higiénica viscoelástica 80 mm
Garantía	2 años	2 años
Nombre oficial del producto	Rapido	Rapido Upper Body
Código de producto	100001860	100001865
Fabricante	Merivaara Corp.	Merivaara Corp.
√ = incluido		

- = no disponible

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com