


Monitores médicos 4K/UHD para montaje en pared

Merivaara ofrece una amplia gama de monitores con certificación médica adecuados para visualizar el contenido durante los procedimientos médicos. Nuestra oferta también incluye una gama de accesorios compatibles e incluso soluciones de montaje personalizadas para satisfacer sus demandas.



Modelos disponibles

CÓDIGO DE PRODUCTO

[FM-C5501DV](#)
[FM-D5801DV](#)
[MBT-1000.55.2](#)
[MDAC-8355 SPIB](#)
[MDAC-8355 SPIW](#)
[MDSC-8255 LED](#)
[MDSC-8358 RL](#)

[MDSC-8358 RLG](#)

CÓDIGO DE PROVEEDOR

A43818900
A43819100
A43861700
A44043900
A44044000
A43854600
A43854800

A43854900

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com