


Monitores 4K/UHD para brazos de monitor

Merivaara ofrece una amplia gama de monitores con certificación médica adecuados para visualizar el contenido durante los procedimientos médicos. Nuestra oferta también incluye una gama de accesorios compatibles e incluso soluciones de montaje personalizadas para satisfacer sus demandas.



Modelos disponibles

CÓDIGO DE PRODUCTO

[FM-B2702DG \(12G-SDI\)](#)
[FM-E3203D](#)
[FM-E3203DG](#)
[MDSC-8527 SSTP](#)
[MDSC-8532 SSTP](#)

CÓDIGO DE PROVEEDOR

A43861100
A43824500
A43816900
TBD
TBD

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com