

Pantallas Full HD compatibles con Q-Flow

Merivaara ofrece una amplia gama de monitores con certificación médica adecuados para visualizar el contenido durante los procedimientos médicos. Nuestra oferta también incluye una gama de accesorios compatibles e incluso soluciones de montaje personalizadas para satisfacer sus demandas.



Modelos disponibles

CÓDIGO DE PRODUCTO

FS-L2403D
FS-L2702D

CÓDIGO DE PROVEEDOR

A45000185
A45000472

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com