


## AB2230 Armboard with rotation clamp

- long rod model
- one-handed adjustment armboard with rotation clamp
- versatile adjustment options; height, horizontal and vertical rotation, wide range of angle adjustments
- antimicrobial adjustment handle
- rod: 280 mm
- Required cushions: AB3010/ AB3110, short AB3020



### DATOS TÉCNICOS

Longitud	620 mm
Ancho	170 mm
Máx. peso del paciente	250 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	21 kg
Inclinación longitudinal ( dirección /37,5°)	75°
Inclinación lateral ( dirección /37,5°)	75°
Movimiento lateral (gira alrededor de una rótula)	360°
Peso	4,8 kg
Código de producto	AB2230 (EU), AB2231 (US), AB2232 (UK)

## Contacta con nosotras

**Merivaara Corp.**

Tarmontie 2-4  
15860 HOLLOLA  
FINLAND

+358 3 3394 611

[merivaara@merivaara.com](mailto:merivaara@merivaara.com)