

Apoya-brazos AB2110

- Brazo ajustable con una sola mano con Easy clamp
- amplia gama de ajuste de altura y ángulo con rótula
- mango de ajuste antimicrobiano
- varilla: 150 mm
- incluye colchón VEF



DATOS TÉCNICOS

Longitud	620 mm
Ancho	170 mm
Código de producto	AB2110 (EU), AB2111 (US)

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com