

Apoya-brazos barra larga AB2130

- modelo de varilla larga
- Brazo ajustable con una sola mano con Easy clamp
- amplia gama de ajuste de altura y ángulo con rótula
- mango de ajuste antimicrobiano
- varilla: 280 mm
- incluye colchón VEF



DATOS TÉCNICOS

Longitud	620 mm
Ancho	170 mm
Código de producto	AB2130 (EU), AB2131 (US), AB2132 (UK)

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com