

Apoyabrazo lateral armboard MV-11802

Proporciona apoyo de brazo para posiciones prone, neuro, laterales y de silla. Una amplia gama de flexibilidad de posición, gira 360 grados. La almohadilla premium durasoft garantiza la comodidad del paciente. La abrazadera universal 10300 es necesaria para la fijación.

N ° de pedido.

100 011 802 Armboard lateral MV-11802
100 010 300 Abrazadera universal 10300



Datos técnicos

Ancho	510 mm
Longitud	150 mm
Ajuste de la altura	170 - 480 mm
Grosor	30 mm
Máx. peso del paciente	225 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	16 kg
Peso	2.2 kg
Inclinación lateral	45 - 45 °
Product Code	110802, 100011802

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com