

REPOSA BRAZO K-TEK

La abrazadera integrada se traba en el riel en cualquier posición. Diseñado para evitar la entrada de fluidos. Material fuerte radiotransparente, ultraduradero. Elimina el rechinar de engranajes y los peligros de pellizco. Ajustable con una sola mano.

N ° de pedido.

100011801 K-TEK2005 Tablero para brazo, riel EU
100011801U KTEK2000 Tablero para brazo, riel US
100011801UK K-TEK2006 Tablero para brazo, riel UK



Datos técnicos

Máx. peso del paciente	227 kg
Peso	1.8 kg
Product code	100012818, 100012819, 100012820

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com