# **REPOSA BRAZO K-TEK**

La abrazadera integrada se traba en el riel en cualquier posición. Diseñado para evitar la entrada de fluidos. Material fuerte radiotransparente, ultraduradero. Elimina el rechinamiento de engranajes y los peligros de pellizco. Ajustable con una sola mano.

#### Nº de pedido.

100011801 K-TEK2005 Tablero para brazo, riel EU 100011801U KTEK2000 Tablero para brazo, riel US 100011801UK K-TEK2006 Tablero para brazo, riel UK



#### **Datos técnicos**

Máx. peso del paciente	227 kg
Peso	1.8 kg
Product code	100012818, 100012819, 100012820

Merivaara Corp. 24.11.2025



## **Contacta con nosotras**

### Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 24.11.2025