

AZUL KYRA 400 ESTRIBOS CON SECURE-LOK™

El estribo K-tek 400 está diseñado para pacientes bariátricos. • Bota sin aletas

- Puede usarse con cirugía robótica
- Correas de silicona duraderas fáciles de limpiar
- Incluye más acolchado para reducir la presión
- Mayor rango de movimiento

Order information

100 012 815	K-Tek 400 stirrup pair
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
100 011 043	Rail clamp, EUR and UK
100 011 043U	Rail clamp, US



Datos técnicos

Макс. вес пациента	181 kg
код продукта	100012815

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com