

K-TEK 250 PAR DE ESTRIBO 12814

El K-tek 250 sin aletas es un junior estribo diseñado para pacientes ancianos 6-12 años pero también eficaz en adultos más pequeños o más livianos que pesan hasta 113 kg.

Información de pedido:

100012814	K-TEK 250 STIRRUP PAIR
100012808	K-TEK™ STIRRUP CART
100012811	K-TEK™ STIRRUP BOOT PAD KIT
100 011 043	RAIL CLAMP, EUR and UK
100 011 043U	RAIL CLAMP, US



Datos técnicos

Máx. peso del paciente	113 kg
Peso	4.6 kg
Ángulos de movimiento	+ -25
Lithotomy Range	+85 - -55 °
Abduction range	+25 - -9 °
Product Code	100012814

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com