


K-TEK 350 PAR DE ESTRIBO 12806

Los estribos K-Tek Comfort para posicionamiento del paciente para una amplia gama de procedimientos ginecológicos, urológicos y laparoscópicos. Los estribos aumentan el rendimiento de la sala de operaciones de los cirujanos al permitir un ajuste simple de la litotomía y la abducción intraoperatoria. Diseñado para aliviar la presión con un acolchado suave que encapsula el pie. Correas de cierre de silicona K-TEK™ que facilitan la limpieza. Botas con aletas flexibles para diferentes tamaños de piernas. El acceso superior con un rango de movimiento de litotomía de -55° a $+85^{\circ}$ ayuda a aliviar la tensión clínica del hombro / brazo.



Información de pedido:

100012806	-TEK COMFORT 350 STIRRUPS
100012808	K-TEK™ RAIL Clamp, EU
100012811	K-TEK™ STIRRUP CART
100 011 043	TEK™ RAIL Clamp, US
100 011 043U	K-TEK™ RAIL Clamp, UK



Datos técnicos

Máx. peso del paciente	159 kg
Lithotomy Range	+85 - -55 °
Abduction range	+35 - -9 °
Product Code	100012806

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com