

K-TEK 500 PAR DE ESTRIBO 12812

El estribo K-tek Comfort 500 es diseñado para pacientes con un IMC de mayor de 29 con un gran flexible aleta lateral y puede ayudar a los pacientes hasta 227 kg de capacidad de peso.

Información de pedido:

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 100012812 | K-TEK 500 STIRRUP PAIR |
| 100012808 | K-TEK™ STIRRUP CART |
| 100012811 | K-TEK™ STIRRUP BOOT PAD KIT |
| 100 011 043 | RAIL CLAMP, EUR and UK |
| 100 011 043U | RAIL CLAMP, US |



Datos técnicos

| | |
|------------------------|-------------|
| Máx. peso del paciente | 227 kg |
| Peso | 6.6 kg |
| Ángulos de movimiento | +/-25 |
| Lithotomy Range | +85 - -55 ° |
| Abduction range | +25 - -9 ° |
| Product Code | 100012812 |

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com