

K-TEK 800 PAR DE ESTRIBO 12813

El estribo K-tek Comfort 800 es diseñado para pacientes con un IMC de mayor de 29 con un gran flexible aleta lateral y puede ayudar a los pacientes hasta 363 kg de capacidad de peso. La bota tiene un diseño de bota más ancho para Facilitar una masa mayor.

Información de pedido:

100012813	K-TEK 800 STIRRUP PAIR
100012808	K-Tek™ stirrup cart
100012811	K-Tek™ stirrup boot pad kit
100 011 043	Rail clamp, EUR and UK
100 011 043U	Rail clamp, US



Datos técnicos

Máx. peso del paciente	363 kg
Peso	6.6 kg
Ángulos de movimiento	+ -25
Lithotomy Range	+85 - -55 °
Abduction range	+25 - -9 °
Product Code	100012813

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com