

REPOSAPIERNAS CON RELLENO 19120

Radiotranslúcido, curvado soporte (fibra de carbono) con poste de soporte y abrazadera, se adhiere a la extensión bar. Adecuado con 19300.



Datos técnicos

Longitud	330 mm
Altura	470 mm
Máx. peso del paciente	225 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	29 kg
Peso	1.9 kg
Product Code	100019120

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com