


Elevador de espalda y riñón

Para colocar sobre la mesa o sobre el colchón. El ángulo es ajustable con un mecanismo de manivela, 245 grados. Se incluye un colchón VEF separado 500 x 1080 mm.



Datos técnicos

Longitud	555 mm
Altura	540 mm
Ajuste de la altura	60 - 190 mm
Máx. peso del paciente	180 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	75 kg
Peso	8.8 kg
Product Code	100019280

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com