Carro de Flexion 519550

Carro Flexion para almacenamiento y transporte de Flexion, el carro también se utiliza en elproceso de atraque. Compatible con el kit de clavado Tibia 519560. • 4 ruedas Ø 125 mm, 2 con freno de pie • Núm. De pedido 1005 19550





Merivaara Corp. 02.05.2024



DATOS TÉCNICOS

Código de producto	100519550

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4 15860 HOLLOLA FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com

Merivaara Corp. 02.05.2024