

Carro de Flexion 519550

Carro Flexion para almacenamiento y transporte de Flexion, el carro también se utiliza en el proceso de atraque. Compatible con el kit de clavado Tibia 519560. • 4 ruedas Ø 125 mm, 2 con freno de pie
• Núm. De pedido 1005 19550



DATOS TÉCNICOS

Código de producto	100519550

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.
Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com