

POSICIONADORES SUPINOS EVOLUTION

Los posicionadores supinos Evolution proporcionan un alivio mejorado de la presión con un diseño anatómico probado.

- Diseño único e innovador que redistribuye el peso del cuerpo del paciente y proporciona un mejor alivio de la presión en comparación con los posicionadores de pacientes normales.
- Los posicionadores están hechos de dos componentes. El interior del producto es de cómoda espuma viscoelástica. El revestimiento exterior es una membrana Hi-Tech de doble revestimiento, no porosa, sin costuras y con una alta resistencia al desgarrar, lo que lo convierte en un producto muy resistente.
- El revestimiento exterior tiene una excelente resistencia a la abrasión y es resistente a pinchazos/explosiones.
- Tiene una excelente flexibilidad que mejora la conformidad con la piel.
- Proporciona presión de interfaz cero debajo de las prominencias óseas. La unión de alta resistencia entre la espuma y el revestimiento crea una estructura laminada ultrarresistente para un producto de larga duración.
- El revestimiento exterior proporciona una excelente barrera a prueba de fluidos sin costuras u otras características que albergan bacterias en la superficie exterior.
- Completamente libre de látex.
- Compatible con escáneres CT ya que estos no causan artefactos. Los posicionadores para la cabeza brindan un excelente soporte para el cuello y estabilidad para la cabeza en comparación con los anillos para la cabeza normales.
- Los posicionadores de pies brindan un excelente soporte para los pies con cero presión debajo del talón en comparación con las almohadillas de talón normales.
- Con un precio competitivo para que sea una opción rentable frente a los posicionadores regulares.
- Dos años de garantía del producto.



EVOLUTION Supine Head Positioner

- Raised neck area supporting cervical vertebrae and trapezoid muscle
- Zero pressure on the Occipital area helps to prevent decubitus ulcers, pressure alopecia and fluid pooling
- Fingered lateral support provide excellent pressure distribution and stable head support with comfortable fit
- Smooth contoured surfaces allows maximum patient comfort
- Non-slip base grips to operating table mattress
- Air ventilation through the base maintains normothermia at the occipita bone
- Concave base aids self adjusting motion and allows air ventilation

100066112 Medium Style 2

100066113 Large Style 2

EVOLUTION Supine Foot Positoner

- Ergonomical support surface contoured to the back of the led and the achilles tendon
- Raised sides protects the foot from lateral force and leg rotation
- Zero pressure on the calcaneus bone helps prevent decubitus ulcers developing
- Smooth contoured surface allows maximum surface redistribution
- Unique non-slip base grips to operating table mattress
- Air ventilation through the base allows normothermia at the calcaneus bone
- Concave base aids self adjustment motion and allows air ventilation

100066114 Medium

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com