

RODILLA DE 90° SOPORTE 138

Con altura regulable, poste de soporte telescópico, radiotranslúcido (fibra de carbono) y acolchado, se adhiere al adaptador, se puede fijar en ambos lados de la mesa. Adecuado con 19300. Altura ajustable de 105 a 475 mm.



Datos técnicos

Longitud	500 mm
Altura	610 mm
Máx. peso del paciente	225 kg
Carga de trabajo segura (SWL)	44 kg
Peso	3.6 kg
Product Code	100000138

Contacta con nosotras

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
FINLAND

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com