

Rapido

Rapido leikkauspöytä/-vaunu on all-in-one-pöytä päiväkirurgiaan

Rapido leikkauspöytä on hydraulinen all-in-one-päiväkirurgiapöytä, joka on tarkoitettu leikkausta edeltävään hoitoon, kuljetukseen, leikkaukseen ja toipumiseen. Sen monipuoliset ominaisuudet tekevät siitä ihanteellisen ratkaisun kiireisen päiväkirurgian tarpeisiin. Rapido leikkauspöytä mahdollistaa nopeat siirrot päiväkirurgisella osastolla, jolloin leikkaussaleja voidaan käyttää tehokkaammin ja siten nopeuttaa päiväkirurgian läpimenoaika. Rapidosta on saatavana kaksi eri mallia: Standard ja Upper Body.



RAPIDO STANDARD ON MONIPUOLINEN LEIKKAUSPÖYTÄ PÄIVÄKIRURGIAAN

Rapido on ihanteellinen leikkauspöytä kiireelliseen päiväkirurgiaan. Se on kevyt ja helppo käyttää ja puhdistaa. Siksi manuaalista käsittelyä tarvitaan vähemmän ja leikkaussalin ja osaston tehokkuus paranee. Avoin malli varmistaa optimaalisen pääsyn lähelle potilasta ja röntgen- ja muiden kuvantamislaitteiden helpon käytön.

Saatavilla on kattava valikoima lisävarusteita, joiden avulla voidaan tehdä suuri määrä erilaisia päiväkirurgisia ja pieniä kirurgisia toimenpiteitä. C-kaareen pääsee käsiksi nopeasti ja helposti, mikä tekee Rapidosta ihanteellisen endoskopiaosaston käyttöön.

RAPIDO YLÄVARTALON TOIMENPITEISIIN

Rapido Upper Body -leikkauspöytä on tarkoitettu erilaisiin ylävartalon kirurgisiin toimenpiteisiin. Tässä mallissa on parannettu pääsyä lähelle potilaan ylävartaloa, jolloin kirurgin jaloille syntyy optimaalinen tila.

Rapido Upper Body on suunniteltu erilaisiin leikkauksiin, kuten rintakehän, KNK-, gynekologisiin, urologisiin

ja käsi- ja käsivarsileikkauksiin. Kirurgin tarvitsemia toimintoja ylävartalon toimenpiteiden aikana voidaan ohjata kätevästi pöydän päästä.



Kohokohdat



- 1. Hydraulisten ja kaasujousiavusteisten osien korkeudensäätö.**
- 2. Leveä makuutaso, jossa on 80 mm antistaattinen ja hygieeninen viskoelastisesta vaahdosta tehty patja, joka muotoutuu potilaan vartalon mukaan.**
- 3. Röntgenkasettikiskot, kuvantamislaitteisiin pääsee hyvin käsiksi.**
- 4. Pääsy lähelle potilasta on helppoa, joten leikkaussalihenkilöstön työskentelyasennot ovat ergonomisia. Tarjoaa riittävän jalkatilan ja hyvän työskentelyalueen leikkaussalihenkilöstölle.**
- 5. Leikkauspöytä liikkuu sujuvasti suurten antistaattisten kaksiosaisten pyörien ansiosta. Pyörät liikkuvat hyvin erilaisilla lattiapinnoilla ja niissä on keskuslukitus.**
- 6. Sujuva ja hiljainen korkeudensäätö mahdollistaa potilaan optimaalisen asemoinnin, jolloin liikuntarajoitteiset potilaat pääsevät helposti pöydälle ja pois siltä.**
- 7. Jalusta on hygieenisen ja helposti puhdistettavan kotelon sisällä.**
- 8. Korkeudensäätöpolkimiin on helppo pääsy.**
- 9. Trendelenburgin ja anti-Trendelenburgin asennon säätökahvat.**

Rapido leikkauspöydän edut

1. HELPPO PÄÄSY

- Uniikki jalusta on suunniteltu tarjoamaan lähempi pääsy leikkausalueelle.

2. POTILAAN TURVALLISUUS

- Potilaan turvakiskot kuljetuksen aikana

3. TALOUDELLINEN

- Edullinen hankinta
- Hankintakulut pienentyvät

4. HELPPO KÄYTTÄÄ

- Helppo liikuttaa
- Helppo koota
- Kevyet osat
- Kapea jalusta mahdollistaa tehokkaan tilankäytön



Tekniset tiedot

	Perusmalli	Ylävartalo malli
Pituus	2050 mm	2185 mm
Patjan leveys	600 mm	600 mm
Kokonaisleveys	654 mm	654 mm
Paino	125 kg	125 kg
Turvallinen työkuorma (SWL)	160 kg	160 kg
Korkeus, hydraulisesti jarrupolkimet mukaan lukien	650-1020 mm	650-1020 mm
Trendelenburg, kaasujousiavusteinen	-25°	-25°
Anti-Trendelenburg, kaasujousiavusteinen	+18°	+18°
Lateraalikallistus, kaasujousiavusteinen	± 15°	-

Selkäosan säätö, kaasujousiavusteinen	- 4°...+70°	- 4°...+70°
Jalkaosan säätö, kaasujousiavusteinen	- 90°...+4°	- 50°...+4°
Päätuki	- 40°...+25°	- 40°...+25°
Pyörien koko	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Antistaattiset pyörät: pestävät, nivelletyt kaksoispyörät, keskuslukituspoljin jokaisessa pyörässä	✓	✓
Makuutason osien määrä	4 osaa / 5 osaa (jaettu jalkaosa)	4 osaa (yksiosainen jalkaosa)
Kiinteät selkä- ja istuinosat	✓	✓
Irrotettavat jalka- ja pääosat	✓	✓
Makuutason levy on röntgensäteitä läpäisevää korkeapainelaminaattia	✓	✓
Röntgenkasetin kiskot kulkevat leikkauspinnan koko pituudelta	✓	✓
Lisävarustekiskot ruostumatonta terästä	✓	✓
Kotelo iskunkestävää ABS-muovia	✓	✓
Patjan tyyppi	Antistaattinen ja hygieeninen viskoelastinen memoryvaahto 80 mm	Antistaattinen ja hygieeninen viskoelastinen memoryvaahto 80 mm
Takuu	2 vuotta	2 vuotta
Tuotteen virallinen nimi	Rapido	Rapido Upper Body
Tuotekoodi	100001860	100001865
Valmistaja	Merivaara Oy	Merivaara Oy
✓ = sisältää		
- = ei saatavilla		

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com