

3D monitorit

Merivaara tarjoaa laajan valikoiman lääkinälliseen käyttöön sertifioituja monitoreja erilaisten toimenpiteiden sisällön visualisointiin. Meiltä saa myös monitoreihin soveltuvat lisävarusteet ja tarvittaessa räätälöidyt asennusratkaisut.



Saatavilla olevat mallit

VALMISTAJAN KOODI

EX3220-3D

EX3141-3D

FM-E3204DGC

FM-A5505DGC

TUOTEKOODI

A45000735

A43818700

A43861300

A43861400

Ota yhteyttä

Merivaara Corp.

Tarmontie 2-4
15860 HOLLOLA
SUOMI

+358 3 3394 611

merivaara@merivaara.com